

Atlantis® Abutments Übersicht zur Implantat- kompatibilität



Hersteller	Implantat	Atlantis Abutment		Atlantis Crown		Atlantis Patientenindividuelle Lösung - Atlantis Abutment & Atlantis Crown	Atlantis Crown Abutment		Atlantis Conus Abutment		
				Cut-back oder Full-contour		Cut-back oder Full-contour	Cut-back		Custom	Over-denture	
		Titan und goldfarbened Titan	Zirkon-dioxid	Titan und goldfarbened Titan	Zirkon-dioxid	Titan und goldfarbened Titan	Titan	Zirkon-dioxid	Titan und goldfarbened Titan	Titan	
BioHorizons	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
	Internal 3.5, 4.5, 5.7	x	x	x	x	x	x*	x	x	x*	
	Tapered Internal 3.5, 4.5, 5.7	x	x	x	x	x	x*	x	x	x*	
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
	External implant 3.5	x**							x**		
	External implant 4.0, 5.0	x**	x					x	x**		
Biomet 3i	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
	Certain™ 4/3, 5/4	x	x	x	x	x	x*	x	x	x*	
	Certain™ 3.25, 4.0, 5.0, 6.0	x	x	x	x	x	x*	x	x	x*	
	Certain™ Prevail™ 3/4/3 (3.4), 4/5/4, 5/6/5, 4/3, 5/4, 6/5	x	x	x	x	x	x*	x	x	x*	
	Certain™ XP 4/5, 5/6	x	x	x	x	x	x	x	x	x*	
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
		Miniplant™ 3.25	x	x				x	x	x	x
	Osseotite™ 3.75, 4.0, 5.0, 6.0	x	x				x	x	x	x	
	Osseotite™ XP 4/5, 5/6	x	x				x	x	x	x	
Camlog	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
	CONELOG 3.3	x		x		x	x		x	x	
	CONELOG 3.8, 4.3	x		x		x	x		x	x	
	CONELOG 5.0	x		x		x	x		x	x	
	Screw-line Implant 3.3	x		x		x	x		x	x	
	Screw-line / Root-line Implant 3.8, 4.3, 5.0, 6.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dentsply Sirona <small>OsseoSpeed Implantate sind Teil des ASTRA TECH Implant System</small>	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
	Ankylos® C/X - C/ 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (non-indexed)	x	x	x					x		
	Ankylos® C/X - /X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (indexed)	x	x	x	x	x			x	x	
	OsseoSpeed® EV 3.0 - Green	x		x		x					
	OsseoSpeed® EV 3.6 - Purple	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	OsseoSpeed® EV 4.2 - Yellow	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	OsseoSpeed® EV 4.8 - Blue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	OsseoSpeed® EV 5.4 - Brown	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 Yellow	x	x	x		x			x	x	
	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 Blue	x	x	x		x			x	x	
	OsseoSpeed®/OsseoSpeed® TX 3.0 - Yellow	x		x		x					
	OsseoSpeed®/OsseoSpeed® TX 3.5, 4.0 - Aqua	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	OsseoSpeed®/OsseoSpeed® TX 4.5, 5.0 - Lilac	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	OsseoSpeed® TX Profile 4.5, 5.0	x		x		x			x	x	
	OsseoSpeed® 4.0 - Blue (Previous)	x**							x**		
	Xive® S 3.0	x		x		x					
	Xive® S 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Frialit™ 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Keystone Dental	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG									
		PrimaConnex™ SD 3.3, 3.5, Genesis™ 3.8	x	x	x		x	x	x	x	x
PrimaConnex™ RD 4.0, 4.1, Genesis™ 4.5		x	x	x		x	x	x	x	x	
	PrimaConnex™ WD 5.0, Genesis™ 5.5, 6.5	x	x	x		x	x	x	x	x	

Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

* 2 extra Tage Produktionszeit sind möglich.

** 3 extra Tage Produktionszeit sind möglich.

Bitte umblättern ➔

Hersteller	Implantat	Atlantis Abutment		Atlantis Crown		Atlantis Patientenindividuelle Lösung - Atlantis Abutment & Atlantis Crown		Atlantis Crown Abutment		Atlantis Conus Abutment	
				Cut-back oder Full-contour		Cut-back oder Full-contour		Cut-back		Custom	Overdenture
		Titan und goldfarbened Titan	Zirkon-dioxid	Titan und goldfarbened Titan	Zirkon-dioxid	Titan und goldfarbened Titan	Titan	Zirkon-dioxid	Titan und goldfarbened Titan	Titan	
Nobel Biocare	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
	NobelActive™ 3.0	x		x		x		x			
	NobelActive™ NP 3.5	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	NobelActive™ RP 4.3, 5.0	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	NobelReplace™ NP 3.5	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	NobelReplace™ RP 4.3	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	NobelReplace™ WP 5.0	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	NobelReplace™ 6.0	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	NobelReplace™ Conical Connection NP 3.5	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	NobelReplace™ Conical Connection RP 4.3, 5.0	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
	Brånemark System™ NP 3.3	x		x		x		x		x	x
	Brånemark System™ RP 3.75, 4.0	x	x	x		x		x	x	x	x
Brånemark System™ WP 5.0, 5.5	x	x	x		x		x	x	x		
Osstem	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
	Osstem TS Mini 3.5	x	x	x		x		x	x	x	x
	Osstem TS Regular 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0	x	x	x		x		x	x	x	x
Straumann	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
	Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit™)	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Bone Level 4.1, 4.8 RC (Regular CrossFit™)	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)	x		x		x		x		x	x
	Standard/Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck)	x		x		x		x		x	x
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG										
Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck)	x**									x**	
Zimmer Dental	INTERNAL										
	Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7 friction fit	x		x		x		x		x	x
	Screw-Vent™ 3.3, 3.7, 4.5	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Screw-Vent™ 3.3, 3.7, 4.5 friction fit	x		x		x		x		x	x
SwissPlus™ 4.8	x		x		x		x		x	x	

Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

* 2 extra Tage Produktionszeit sind möglich.

** 3 extra Tage Produktionszeit sind möglich.