

FLO コンパティビリティチャート

2018年2月更新

FLO		IOFLO		インプラントシステム	アトランティスアバットメント		アトランティス クラウンアバットメント		アトランティス コーヌスアバットメント		DDSC 製造
製品番号	コード	製品番号	コード		チタン/ゴールド シェード	ジルコニア	チタン	ジルコニア	カスタム チタン/ゴールドシェード	オーダーリザーブ チタン	(チタンのみ)

デンツプライシロナインプラント

インターナル											
34593	P-01	35243	IO-P-01	オッセオスピードEV Green 3.0	○		○				○
34594	P-02	35244	IO-P-02	オッセオスピードEV Purple 3.6	○	○	○	○	○	○	○
34595	P-03	35245	IO-P-03	オッセオスピードEV Yellow 4.2	○	○	○	○	○	○	○
34596	P-04	35246	IO-P-04	オッセオスピードEV Blue 4.8	○	○	○	○	○	○	○
34597	P-05	35247	IO-P-05	オッセオスピードEV Brown 5.4	○	○	○	○	○	○	○
34598	P-06	35248	IO-P-06	オッセオスピードプロファイル EV Yellow 4.2	○	○	○		○	○	○
34599	P-07	35249	IO-P-07	オッセオスピードプロファイル EV Blue 4.8	○	○	○		○	○	○
34530	C-01	35215	IO-C-01	オッセオスピード / オッセオスピード TX 3.0 - Yellow	○		○				○
34531	C-02	35216	IO-C-02	オッセオスピード / オッセオスピード TX 3.5, 4.0 - Aqua	○	○	○	○	○	○	○
34532	C-03	35217	IO-C-03	オッセオスピード / オッセオスピード TX 4.5, 5.0 - Lilac	○	○	○	○	○	○	○
34592	C-04	35218	IO-C-04	オッセオスピード / オッセオスピード TXプロファイル 4.5, 5.0	○		○			○	○
-	-	-	-	マイクロスレッド4.0 ST - Blue (旧製品)*1	○					○	
34583	L-01	35235	IO-L-01	アンキロス C/X - /X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (インデックス付き)	○	○				○	○
34583	L-01	35235	IO-L-01	アンキロス C/X - C/3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (インデックスなし)	○	○				○	
34575	J-01	35230	IO-J-01	ザイブ S 3.0	○		○				○
34576	J-02	35231	IO-J-02	ザイブ S 3.4	○	○	○	○	○	○	○
34577	J-03	35232	IO-J-03	ザイブ S 3.8	○	○	○	○	○	○	○
34577	J-03	35264	IO-J-04	ザイブ S 4.5	○	○	○	○	○	○	○
34577	J-03	35265	IO-J-05	ザイブ S 5.5	○	○	○	○	○	○	○

*1 マイクロスレッド4.0 STは特殊オーダーのため、模型を製造元に送る必要があります。

Nobel Biocare

インターナル											
34533	D-01	35219	IO-D-01	NobelReplace NP 3.5	○	○	○	○	○	○	
34534	D-02	35220	IO-D-02	NobelReplace RP 4.3	○	○	○	○	○	○	
34535	D-03	35221	IO-D-03	NobelReplace WP 5.0	○	○	○	○	○	○	
34536	D-04	35222	IO-D-04	NobelReplace 6.0	○	○	○	○	○	○	
34665	K-03			NobelActive 3.0	○		○				○
34578	K-01	35233	IO-K-01	NobelActive NP 3.5	○	○	○	○	○	○	○
34579	K-02	35234	IO-K-02	NobelActive RP 4.3, 5.0	○	○	○	○	○	○	○
34578	K-01	35233	IO-K-01	NobelReplace Conical Connection NP 3.5	○	○	○	○	○	○	○
34579	K-02	35234	IO-K-02	NobelReplace Conical Connection RP 4.3, 5.0	○	○	○	○	○	○	○
エクスターナル											
34519	A-04			Brånemark System NP 3.3	○		○		○	○	
34521	A-06			Brånemark System RP 3.75, 4.0	○	○	○	○	○	○	
34526	A-11			Brånemark System WP 5.0, 5.5	○	○	○	○	○	○	

Straumann

インターナル											
34537	E-01			Standard / Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)	○		○		○	○	
34580	E-02			Standard / Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck)	○		○		○	○	
34542	H-01	35228	IO-H-01	Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit)	○	○	○	○	○	○	○
34543	H-02	35229	IO-H-02	Bone Level 4.1, 4.8 RC (Regular CrossFit)	○	○	○	○	○	○	○
エクスターナル											
34541	G-01			Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck) *4	○ *3				○ *3		

- ・右列“DDSC-Tokyo 製造”に○印のあるものはチタンのみ国内製造いたします。
- ・ゴールドシェード、ジルコニアはスウェーデンにて製造いたします。
- ・コーヌス アバットメントはスウェーデンにて製造いたします。

*3 納期がスウェーデン製造日数に3日追加となります。

*4 コアファイルがミリング後に生成されます。



FLO コンパティビリティチャート

2018年2月更新

FLO		IOFLO		インプラントシステム	アトランティスアバットメント		アトランティス クラウンアバットメント		アトランティス コーヌスアバットメント		DDSC 製造 (チタンのみ)
製品番号	コード	製品番号	コード		チタンゴールド シェード	ジルコニア	チタン	ジルコニア	カスタム チタン/ゴールドシェード	オーバーデンチャー チタン	

Camlog

インターナル											
34584	N-01	35239	IO-N-01	screw implant K seriee 3.3	○		○		○	○	
34585	N-02	35240	IO-N-02	screw implant K seriee, root form 3.8	○	○	○	○	○	○	
34586	N-03	35241	IO-N-03	screw implant K seriee, root form 4.3	○	○	○	○	○	○	
34587	N-04	35242	IO-N-04	screw implant K seriee, root form 5.0	○	○	○	○	○	○	
34587	N-04	35242	IO-N-04	screw implant K seriee, root form 6.0	○	○	○		○	○	
34666	Q-01			CONOLOG 3.3	○		○		○	○	
34667	Q-02			CONOLOG 3.8,4.3	○		○		○	○	
34668	Q-03			CONOLOG 5.0	○		○		○	○	

Zimmer

インターナル											
34527	B-01	35212	IO-B-01	Tapered Screw-Vent 3.5	○	○	○*2	○	○	○	
34528	B-02	35213	IO-B-02	Tapered Screw-Vent 4.5	○	○	○*2	○	○	○	
34529	B-03	35214	IO-B-03	Tapered Screw-Vent 5.7	○	○	○*2	○	○	○	
34527	B-01	35212	IO-B-01	Tapered Screw-Vent 3.5 friction fit	○*2		○		○	○	
34528	B-02	35213	IO-B-02	Tapered Screw-Vent 4.5 friction fit	○*2		○		○	○	
34529	B-03	35214	IO-B-03	Tapered Screw-Vent 5.7 friction fit	○*2		○		○	○	
34527	B-01	35212	IO-B-01	Screw-Vent 3.3, 3.7	○	○	○*2	○	○	○	
34528	B-02	35213	IO-B-02	Screw-Vent 4.5	○	○	○*2	○	○	○	
34537	E-01			SwissPlus 4.8	○		○		○	○	

*2 納期がスウェーデン製造日数に2日追加となります。

Biomet 3i

インターナル											
34539	F-01	35225	IO-F-01	Certain 3.25, 4/3	○	○	○*2	○	○	○*2	
34540	F-02	35226	IO-F-02	Certain 4.0, 5.0, 6.0, 5/4	○	○	○*2	○	○	○*2	
34539	F-01	35225	IO-F-01	Certain Prevail 3/4/3 (3.4) 4/3	○	○	○*2	○	○	○*2	
34540	F-02	35226	IO-F-02	Certain Prevail 4/5/4, 5/4, 5/6/5, 6/5	○	○	○*2	○	○	○*2	
34540	F-02	35226	IO-F-02	Certain XP 4/5, 5/6	○	○	○	○	○	○*2	
エクスターナル											
34522	A-07			Miniplant 3.25 *4	○	○		○	○	○	
34522	A-07			Osseotite 3.75, 4.0	○	○		○	○	○	
34522	A-07			Osseotite 5.0, 6.0	○	○		○	○	○	
34522	A-07			Osseotite XP 4/5, 5/6	○	○		○	○	○	

*2 納期がスウェーデン製造日数に2日追加となります。

*4 コアファイルがミリング後に生成されます。

BioHorizons

インターナル											
34527	B-01	35212	IO-B-01	Internal / Tapered Internal 3.	○	○	○*2	○	○	○*2	
34528	B-02	35213	IO-B-02	Internal / Tapered Internal 4.5	○	○	○*2	○	○	○*2	
34529	B-03	35214	IO-B-03	Internal / Tapered Internal 5.7	○	○	○*2	○	○	○*2	
エクスターナル											
34518	A-03			External implant 3.5 *4	○*3				○*3		
34521	A-06			External implant 4.0 *4	○*3	○		○	○*3		
34524	A-09			External implant 5.0 *4	○*3	○		○	○*3		

*2 納期がスウェーデン製造日数に2日追加となります。

*3 納期がスウェーデン製造日数に3日追加となります。

*4 コアファイルがミリング後に生成されます。

Osstem

インターナル											
34671	R-01			TS Mini 3.5	○	○	○	○	○	○	
34672	R-02			TS Regular 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0	○	○	○	○	○	○	

- ・ 右列“DDSC-Tokyo 製造”に○印のあるものはチタンのみ国内製造いたします。
- ・ ゴールドシェード、ジルコニアはスウェーデンにて製造いたします。
- ・ コーヌス アバットメントはスウェーデンにて製造いたします。

