

## インプラントシステム コンパティビリティチャート

2018年2月更新

会社名	インプラントシステム	レギュラスクリュー	ASAスクリュー	注記
デンツプライシロナ	<b>インプラントレベル</b>			
	オッセオスピード / オッセオスピード TX 3.0 -Yellow	○	○	
	オッセオスピード / オッセオスピード TX 3.5, 4.0 -Aqua	○	○	
	オッセオスピード / オッセオスピード TX 4.5, 5.0 -Lilac	○	○	
	オッセオスピード / オッセオスピード TXプロファイル 4.5, 5.0	○	○	
	オッセオスピード EV 3.0 Green	○	○	
	オッセオスピード EV 3.6 Purple	○	○	
	オッセオスピード EV 4.2 Yellow	○	○	
	オッセオスピード EV 4.8 Blue	○	○	
	オッセオスピード EV 5.4 Brown	○	○	
	オッセオスピード EV プロファイル 4.2	○	○	
	オッセオスピード EV プロファイル 4.8	○	○	
	サイズ S 3.0	○	○	
	サイズ S 3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5	○	○	
	フリアリット2 3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5	○	○	
	<b>アバットメントレベル</b>			
	20° ユニアバットメント	○	○	
	45° ユニアバットメント	○	○	
	アングルドアバットメント 20°	○		*2
	ユニアバットメント EV	○	○	
	アングルドアバットメント EV	○		
	アンキロス BRアバットメント D5.5	○	○	*2
	サイズ MP 3.4, 3.8, 4.5 5.5	○	○	
IMZ ツインプラス チタン製IMC D3.3	○			
IMZ ツインプラス チタン製IMC D4.0	○			
BioHorizons	<b>インプラントレベル</b>			
	Internal/ Tapered 3.5, 4.5, 5.7	○	○	
	Internal/ Tapered/ Single 3.5, 4.5	○	○	
	External Implant 3.5			
	External Implant 4.0, 5.0, 6.0			
	<b>アバットメントレベル</b>			
	Internal D3.5/D4.5/D5.7 Abutment for screw			*2
	D3.5/D4.5/D5.7 Angled Abutment for screw			*2
External D3.5/D4/D5 Abutment for screw			*2	
Biomet 3i	<b>インプラントレベル</b>			
	Certain™ 3.25, 4.0, 4/3, 5.0, 5/4, 6.0	○	○	
	Certain™ Prevail™3/4/3( 3.4) , 4/5/4, 5/6/5, 4/3, 5/4, 6/5	○	○	
	Certain™ XP 4/5, 5/6	○	○	
	MicroMiniplant™ 3.25	○	○	
	Miniplant™ 3.25	○	○	
	Osseotite™ 3.75, 4.0, 5.0, 6.0	○	○	
	Osseotite™ XP 4/5, 5/6	○	○	
	<b>アバットメントレベル</b>			
	Standard Abutment			
	Conical Abutment D3.4			
	Conical Abutment D4.1/D5			
	TG Hex Abutment			*2
IOL Abutment			*2	
Low Profile Abutment	○	○		
Camlog	<b>インプラントレベル</b>			
	Screw-line Implant 3.3	○	○	
	Screw-line/Root-line Implant 3.8, 4.3	○	○	
	Screw-line/Root-line Implant 5.0, 6.0	○	○	
	CONELOG D3.3, D3.8, D4.3 Implant Level			*2
	CONELOG D5 Implant Level			*2
	<b>アバットメントレベル</b>			
	D3.3/D3.8/D4.3 Abutment level			
	D5/D6 Abutment level			
	Vario SR Abutment D3.8/D4.3, D5/D6			

\*1 納期が5日追加となります。(チタン、ブリッジ/ハイブリッドの場合)

\*2 納期が9日追加となります。(チタン、ブリッジ/ハイブリッドの場合)

\*3 品番、使用方法等製品情報は取扱い各メーカーにお問い合わせください。

\*4 AMはベルギー製造のためシステムを問わず納期が5日追加となります。(チタン、ブリッジ/ハイブリッドの場合)



## インプラント システム コンパティビリティ チャート

2018年2月更新

会社名	インプラントシステム	レギュラー スクリュー	ASA スクリュー	注記
Straumann	<b>インプラント レベル</b>			
	Bone Level 3.3 NC	○	○	
	Bone Level 4.1, 4.8 RC	○	○	
	NNC			*2
	Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)	○	○	
	Standard/Standard Plus 6.5 WN (Wide Neck)	○	○	
	<b>アバットメント レベル</b>			
	Monotype 8° Conus	○	○	*2
	RN Abutment Level	○	○	
	RN Abutment Level (Old)			
	WN Abutment Level			
	Bone Level Multi-Base Abutment D3.5, 4.5	○	○	
	Bone Level Multi-Base Abutment D6.5			*2
	Bone Level Multi-Base Angled Abutment	○	○	
Screw-Retained Abutment 3.5	○	○		
Screw-Retained Abutment 4.6	○	○		
Zimmer Dental	<b>インプラント レベル</b>			
	Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7	○	○	
	Screw Vent™ 3.3, 3.7, 4.5	○	○	
	SwissPlus™ 3.8 Narrow			
	SwissPlus™ 4.8			
	Advent D4.5			*2
	Spline 3.25, 4, 5mm			
	<b>アバットメント レベル</b>			
	Screw Vent™ TSI Abutment			*2
	Tapered Abutment	○	○	
	Spectra Cone Abutment	○	○	
	Spline Shouldered Abutment D4.5, 6.5			
Nobel Biocare	<b>インプラント レベル</b>			
	NobelActive NP 3.5	○	○	
	NobelActive RP 4.3, 5.0	○	○	
	NobelReplace NP 3.5	○	○	
	NobelReplace RP 4.3	○	○	
	NobelReplace WP 5.0	○	○	
	NobelReplace 6.0	○	○	
	Branemark System NP 3.3	○	○	
	Branemark System RP 3.75, 4.0	○	○	
	Branemark System WP 5.0, 5.5			
	<b>アバットメント レベル</b>			
	Multi-Unit Abutment RP	○	○	
	Multi-Unit Abutment WP			
	Standard Abutment			
Estheticone Abutment				
Steri-Oss PME Abutment				
Implant direct	<b>インプラント レベル</b>			
	Legacy D3			*2
	Legacy D3.5 / 4.5 / 5.7			*2
	S-plant D3.7, D4.7, D5.7			*2
	S-InDirect D5.0			*2
	<b>アバットメント レベル</b>			
	Overdenture Screw-Retained Abutment			*2
MIS	<b>インプラント レベル</b>			
	Direct Standard			*2
	Direct Wide			*2
	<b>アバットメント レベル</b>			
Multiunit			*2	
Kyocera Medical	<b>インプラント レベル</b>			
	EX D3.7 インプラントレベル			
	EX D4.2 インプラントレベル			
	EX D4.7 インプラントレベル			
	EX D5.2 インプラントレベル			

\*1 納期が5日追加となります。(チタン、ブリッジ/ハイブリッドの場合)

\*2 納期が9日追加となります。(チタン、ブリッジ/ハイブリッドの場合)

\*3 品番、使用方法等製品情報は取扱い各メーカーにお問い合わせください。

\*4 AMIはベルギー製造のためシステムを問わず納期が5日追加となります。(チタン、ブリッジ/ハイブリッドの場合)



## インプラントシステム コンパティビリティチャート

2018年2月更新

会社名	インプラントシステム	レギュラスクリュー	ASAスクリュー	注記
Platon	インプラントレベル			
	PF D4.4 Implant Level			
	PF D4.8 Implant Level			
	Pro PF D4.1, D5.0 Implant Level			
	EL NP (AM ストレート3.7 AM テーパーD3.4 / 3.7)			
	EL RP (AM ストレートAMテーパーD4.1 / 4.6 / 5.1)			
	アバットメントレベル			
	PF D4.1 / D4.4 Abutment Level			
AQB	インプラントレベル			
	AQB D4.0			*2
	AQB D5.0			*2
Life core	インプラントレベル			
	ライフコアプライマコネクス SD / RD / WD			
	ライフコアレストア SD			
	ライフコアレストア RD			
	アバットメントレベル			
Brainbase	インプラントレベル			
	マイティスアローインプラント Bタイプ / BWタイプ			
	マイティスアローインプラント Cタイプ			
	マイティスアローインプラント Eタイプ / EWタイプ			
Tohmmen Medical	インプラントレベル			
	SPI D3.5 Implant Level			
	SPI D4, D4.5, D5, D6 Implant Level			
	アバットメントレベル			
Sweden Martina	インプラントレベル			
	Global D3.8, D4.3, D4.8, D5.5			*2
	Premium / Kohno D3.3, D3.8			*2
	Premium / Kohno D4.25, D5			*2
	アバットメントレベル			
Osstem	インプラントレベル			
	GS Mini			
	GS Standard			
	US Mini			*2
	アバットメントレベル			
	GS Convertible Mini Abutment D4.0			*2
	GS Convertible Standard Abutment D4.8			*2
GS Convertible Wide Abutment D6.0			*2	
Neoss	インプラントレベル			
	Narrow D3.25 Implant Level			*2
	D4.1 Implant Level			*2
	アバットメントレベル			
Neoss	D4.1 Access Abutment			*2

\*1 納期が5日追加となります。(チタン、ブリッジ/ハイブリッドの場合)

\*2 納期が9日追加となります。(チタン、ブリッジ/ハイブリッドの場合)

\*3 品番、使用方法等製品情報は取扱い各メーカーにお問い合わせください。

\*4 AMIはベルギー製造のためシステムを問わず納期が5日追加となります。(チタン、ブリッジ/ハイブリッドの場合)