

Astra Tech Implant System®

プロダクトカタログ

オッセオスピードTX用





目次

アストラテック インプラントシステム	4
製品一覧 3.0	5
製品一覧 3.5/4.0	6
製品一覧 4.5/5.0	8
外科用コンポーネント	
インプラント – オッセオスピードTX	10
カバースクリュー&ヒーリングアバットメント	12
テンポラリーアバットメント	14
セメント固定用コンポーネント	15
タイデザイン	16
キャストデザイン	17
印象&技工用コンポーネント	18
ダイレクトアバットメント	19
スクリュー固定用コンポーネント	21
ユニアバットメント	22
アングルドアバットメント&ヒーリングキャップ	23
印象&技工用コンポーネント	24
アタッチメント固定用コンポーネント	26
ボールアバットメント	27
バーアタッチメント&シリンダー	29
外科用インスツルメント	
はじめに	30
ドリル	
単回使用ドリル	36
複数回使用ドリル	38
ドリリング関連器具	40
補綴用インスツルメント	
はじめに	41
インスツルメント全般	42
撤去用インスツルメント	46
索引	48
トルクガイド	54

製品は、予告なく変更させていただく場合がございます。製品の画像は原寸大ではありません。
本カタログ・マニュアル中に記載されている®および™は、米国連邦商標法に基づき記載されたもので、日本における登録商標を意味するものではありません。

Easy to choose and easy to use

アストラテックインプラントシステムは最小限のコンポーネントで幅広く柔軟な対応を実現した、シンプルで信頼性のあるシステムです。口腔内のどの方向、どのような位置にも使用することができます。1回法、2回法どちらにも適応しています。補綴のオプションは、セメント固定、スクリュー固定、アタッチメント固定による修復処置を用意しています。

シンプルな埋入手技—シンプルなインプラントの取りだしと埋入
インプラントドライバーを用いることで、埋入手技の簡素化・効率化を実現します。

**最小限のコンポーネントで最大のフレキシビリティ—
インプラント・アバットメント間の接合部のサイズが3種類に—**

コンポーネントの種類を最小限にして治療計画や在庫の管理をシンプルにするため、コニカルシールデザインによるインプラント・アバットメント間の接合部は3種類からなり、識別がしやすいようにカラーコード化され、それぞれX-スモール、スモール、ラージと呼ばれます。



インプラントレベル印象 — コンポーネントのカラーコード —

カラーはイエロー、アクア、ライラックの3種類にわけられています。今までインプラントピックアップ、トランスファー、ガイドピン、レプリカを正しく見分けることは決して容易ではありませんでした。カラーコード化により、それぞれのコンポーネントは、対応するインプラントのカラーコードと同じになります。



単回使用ドリル

最適な切れ味で、取り扱いが容易です。使用前の洗浄・滅菌は必要ありません。単回使用ドリルのこれらの利点は、全てのドリリング手順に共通です。



Osseospeed™ TX
with tapered apex —
for easier installation



製品 一覧 3.0

イエロー

X-スモール

回転防止機構
(ヘックス)付き

X-スモール

回転防止機構
(ヘックス)なし(NI)

インプラント

オッセオスピードTX
3.05



11 mm 24982
13 mm 24983
15 mm 24984

カバースクリュー

3.0



0 mm 24198

ヒーリング アバットメント

3.0




Ø 4.0 2 mm 24777
Ø 4.0 4 mm 24778
Ø 4.0 6 mm 25017

セメント固定式

テンポラリーアバットメント

テンポラリーアバットメント
3.0



Ø 3.4 1 mm 25018

アバットメント

タイデザイン
3.0



Ø 4.0 1 mm 24788
Ø 4.0 2 mm 24789
Ø 4.0 15° 2.4 mm 24790

インプラント インプレッション

インプラントピックアップ
3.0



ショート 24950



ロング 24949



ロング 24958

ガイドピン

インプラントガイドピン
3.0



ショート 24970 ロング 24976

レプリカ

インプラントレプリカ
3.0



Ø 24977

ラボ アバットメント スクリュー

ラボ アバットメント スクリュー
デザイン M1.4



24802



製品 一覧 3.5/4.0

アクア

スモール

回転防止機構
(ヘックス)付き

スモール

回転防止機構
(ヘックス)なし(NI)

インプラント

オッセオスピードTX
3.55



8 mm 24930
9 mm 24931
11 mm 24932
13 mm 24933
15 mm 24934
17 mm 24935

オッセオスピードTX
4.05



6 mm 24939
8 mm 24940
9 mm 24941
11 mm 24942
13 mm 24943
15 mm 24944
17 mm 24945

カバースクリュー

3.5/4.0



0 mm 24328
1 mm 24329

ヒーリング アバットメント

3.5/4.0



φ 4.0 2 mm 24574
φ 4.5 4 mm 24575
φ 4.5 6 mm 24576
φ 5.5 2 mm 24577
φ 5.5 4 mm 24578
φ 5.5 6 mm 24579
φ 6.5 4 mm 24580
φ 6.5 6 mm 24581

ユニ
3.5/4.0



2 mm 24374
4 mm 24375
6 mm 24376
8 mm 24377
10 mm 24378

セメント固定式

テンポラリーアバットメント

テンポラリーアバットメント
3.5/4.0



○ φ 4.1 1 mm 24281
○ NI φ 4.1 1 mm 24280

タイデザイン
3.5/4.0



φ 4.5 1.5 mm 24285
φ 4.5 3 mm 24286
φ 5.5 1.5 mm 24287
φ 5.5 3 mm 24288
φ 6.5 1.5 mm 24289
φ 6.5 3 mm 24290
φ 4.5 20° 3.5 mm 24291
φ 5.5 20° 3.5 mm 24292

アバットメント

ダイレクト アバットメント API
3.5/4.0



φ 4 0.5 mm 24551
φ 4 1 mm 24552
φ 4 2.5 mm 24553
φ 4 4 mm 24554
φ 5 1 mm 24555
φ 5 2.5 mm 24556
φ 5 4 mm 24557

スクリュー固定式

アバットメント

20° ユニアバットメント
3.5/4.0



0.5 mm 24384
1 mm 24385
2 mm 24386
4 mm 24387
6 mm 24388
8 mm 24389

アングルドアバットメント
3.5/4.0



○ φ 4 0.8 mm 24245
○ φ 4 2 mm 24246
○ NI φ 4 0.8 mm 24347
○ NI φ 4 2 mm 24348

45° ユニアバットメント
3.5/4.0



0.5 mm 24392
1 mm 24393
2 mm 24394
4 mm 24395
6 mm 24396
8 mm 24397

ヒーリングキャップ

20° プロヒールキャップ



φ 4.3 24162
φ 5.5 ショート 24158
φ 5.5 ロング 24159

45° プロヒールキャップ



φ 4.3 24163
φ 5.5 ショート 24160
φ 5.5 ロング 24161

ヒーリングキャップ アングルド



24092






アタッチメント固定式















アバットメント

ボールアバットメント
3.5/4.0



1 mm 24413
2 mm 24414
4 mm 24415
6 mm 24416
8 mm 24417

<p>キャストデザイン 3.5/4.0</p>  <p>φ 4.1 1 mm 22843</p>	<p>インプラントインプレッション</p> <p>インプラント ピックアップ 3.5/4.0 インプラント トランスファー 3.5/4.0</p>  <p> ○ ショート 24947 ○ ロング 24948 ○ NI ショート 24936 ○ NI ロング 24937 </p> <p> ショート 24959 ロング 24960 </p>	<p>ラボ アバットメントスクリュー</p> <p>ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.6</p>  <p>24857</p> <p>レプリカ</p> <p>インプラント レプリカ 3.5/4.0</p>  <p>○ 24978</p>	<p>ガイドピン</p> <p>インプラントガイドピン 3.5/4.0</p>  <p> ショート 24968 ロング 24969 </p>
--	--	--	---

<p>アバットメントインプレッション</p> <p>20° ユニアバットメント ピックアップ 20°/45° ユニアバットメント トランスファー</p>  <p>φ 4.3 22882 22068 φ 5.5 22876</p> <p>45° ユニアバットメント ピックアップ アングルドアバットメント ピックアップ</p>  <p>φ 4.3 22883 24254 φ 5.5 22878</p>	<p>レプリカ</p> <p>アバットメント レプリカ ユニ 20° アバットメント レプリカ ユニ 45°</p>  <p>22069 22070</p> <p>アバットメント レプリカ アングルド</p>  <p>24227</p> <p>ラボアバットメント スクリューアングルド</p> <p>ラボ アバットメント スクリュー アングルド M1.6</p>  <p>24860</p>	<p>ガイドピン</p> <p>アバットメントガイドピンM1.4</p>  <p>13 mm 22190 16 mm 22197 19 mm 22198 22 mm 22199</p> <p>ブリッジスクリュー</p> <p>ブリッジスクリュー M1.4</p>  <p>ヘックス 22435 スロット 22167</p> <p>ラボ ブリッジ スクリュー</p> <p>ヘックス&スロット</p>  <p>24859</p>	<p>テンポラリー シリンダー</p> <p>テンポラリー シリンダー ユニ20°</p>  <p>22060</p> <p>テンポラリー シリンダー ユニ45°</p>  <p>22061</p> <p>テンポラリー シリンダー アングルド</p>  <p>22447</p>	<p>シリンダー</p> <p>セミバーンアウト シリンダー ユニ20° バーンアウト シリンダー ユニ20°</p>  <p>22184 22186</p> <p>セミバーンアウト シリンダー ユニ45° バーンアウト シリンダー ユニ45°</p>  <p>22185 22187</p> <p>セミバーンアウト シリンダー アングルド バーンアウト シリンダー アングルド</p>  <p>24243 22448</p>
---	---	--	---	---

<p>アバットメントインプレッション</p> <p>ボールアバットメント ピックアップ</p>  <p>22439</p>	<p>レプリカ</p> <p>ボールアバットメント レプリカ</p>  <p>22505</p>	<p>アタッチメント</p> <p>ODシリンダー ユニ 20° ODシリンダー ユニ 45°</p>  <p>22182 22183</p>
---	--	---

製品 一覧 4.5/5.0

ライラック



回転防止機構
(ヘックス)付き



回転防止機構
(ヘックス)なし(NI)

インプラント

オッセオスピードTX
4.5



- 9 mm 24951
- 11 mm 24952
- 13 mm 24953
- 15 mm 24954
- 17 mm 24955

オッセオスピードTX
5.0



- 9 mm 24961
- 11 mm 24962
- 13 mm 24963
- 15 mm 24964
- 17 mm 24965

オッセオスピードTX
5.0S



- 9 mm 24971
- 11 mm 24972
- 13 mm 24973
- 15 mm 24974
- 17 mm 24975

カバースクリュー

4.5/5.0



- 0 mm 24447
- 1 mm 24448

ヒーリング アバットメント

4.5/5.0



- φ 5.5 2 mm 24582
- φ 5.5 4 mm 24583
- φ 5.5 6 mm 24584
- φ 6.5 2 mm 24585
- φ 6.5 4 mm 24586
- φ 6.5 6 mm 24587

ユニ
4.5/5.0



- 2 mm 24379
- 4 mm 24380
- 6 mm 24381
- 8 mm 24382
- 10 mm 24383

セメント固定式

テンポラリーアバットメント

テンポラリーアバットメント
4.5/5.0



- φ 4.5 1 mm 25015
- NI φ 4.5 1 mm 25016

アバットメント

タイデザイン
4.5/5.0



- φ 5.5 1.5 mm 24235
- φ 5.5 3 mm 24236
- φ 6.5 1.5 mm 24237
- φ 6.5 3 mm 24238
- φ 5.5 20° 3.5 mm 24239

ダイレクト アバットメント API
4.5/5.0



- φ 5 0.5 mm 24558
- φ 5 1 mm 24559
- φ 5 2.5 mm 24560
- φ 5 4 mm 24561
- φ 6 1 mm 24562
- φ 6 2.5 mm 24563
- φ 6 4 mm 24564

スクリュー固定式

アバットメント

20° ユニアバットメント
4.5/5.0



- 0.5 mm 24398
- 1 mm 24399
- 2 mm 24400
- 4 mm 24401
- 6 mm 24402
- 8 mm 24403

アングルドアバットメント
4.5/5.0



- φ 4 0.5 mm 24247
- φ 4 2 mm 24248
- NI φ 4 0.5 mm 24606
- NI φ 4 2 mm 24607

45° ユニアバットメント
4.5/5.0



- 0.5 mm 24406
- 1 mm 24407
- 2 mm 24408
- 4 mm 24409
- 6 mm 24410
- 8 mm 24411

ヒーリングキャップ

20° プロヒールキャップ



- φ 4.3 24162
- φ 5.5 ショート 24158
- φ 5.5 ロング 24159

45° プロヒールキャップ



- φ 4.3 24163
- φ 5.5 ショート 24160
- φ 5.5 ロング 24161

ヒーリングキャップ アングルド



24092







アタッチメント固定式





















アバットメント

ボールアバットメント
4.5/5.0



- 0.5 mm 24418
- 1 mm 24419
- 2 mm 24420
- 4 mm 24421
- 6 mm 24422
- 8 mm 24423

<p>キャストデザイン 4.5/5.0</p>  <p>φ 4.5 1 mm 22844</p>	<p>インプラントインプレッション</p> <p>インプラント ピックアップ 4.5/5.0</p>  <p>インプラント トランスファー 4.5/5.0</p>  <p> ○ ショート 24938 ○ ロング 24946 ○NI ショート 24928 ○NI ロング 24929 </p> <p> ○ ショート 24956 ○ ロング 24957 </p>	<p>ラボ アバットメントスクリュー</p> <p>ラボ アバットメントスクリュー デザイン M2</p>  <p>24858</p> <p>レプリカ</p> <p>インプラント レプリカ 4.5/5.0</p>  <p>24979</p>	<p>ガイドピン</p> <p>インプラントガイドピン 4.5/5.0</p>  <p> ショート 24966 ロング 24967 </p>
---	--	--	---

<p>アバットメントインプレッション</p> <p>20° ユニアバットメント ピックアップ</p>  <p>φ 4.3 22882 φ 5.5 22876</p> <p>20°/45° ユニアバットメント トランスファー</p>  <p>22068</p> <p>45° ユニアバットメント ピックアップ</p>  <p>φ 4.3 22883 φ 5.5 22878</p> <p>アングルダアバットメント ピックアップ</p>  <p>24254</p>	<p>レプリカ</p> <p>アバットメント レプリカ ユニ 20°</p>  <p>22069</p> <p>アバットメント レプリカ ユニ 45°</p>  <p>22070</p> <p>アバットメント レプリカ アングルダ</p>  <p>24227</p> <p>ラボ アバットメント スクリューアングルダ</p> <p>ラボ アバットメント スクリュー アングルダ M2</p>  <p>24860</p>	<p>ガイドピン</p> <p>アバットメントガイドピンM1.4</p>  <p>13 mm 22190 16 mm 22197 19 mm 22198 22 mm 22199</p> <p>ブリッジスクリュー</p> <p>ブリッジスクリュー M1.4</p>  <p>ヘックス 22435 スロット 22167</p> <p>ラボ ブリッジ スクリュー</p> <p>ヘックス&スロット</p>  <p>24859</p>	<p>テンポラリー シリンダー</p> <p>テンポラリー シリンダー ユニ20°</p>  <p>22060</p> <p>テンポラリー シリンダー ユニ45°</p>  <p>22061</p> <p>テンポラリー シリンダー アングルダ</p>  <p>22447</p>	<p>シリンダー</p> <p>セミバーンアウト シリンダー ユニ 20°</p>  <p>22184</p> <p>バーンアウト シリンダー ユニ 20°</p>  <p>22186</p> <p>セミバーンアウト シリンダー ユニ 45°</p>  <p>22185</p> <p>バーンアウト シリンダー ユニ 45°</p>  <p>22187</p> <p>セミバーンアウト シリンダー アングルダ</p>  <p>24243</p> <p>バーンアウト シリンダー アングルダ</p>  <p>22448</p>
--	---	--	---	---

<p>アバットメントインプレッション</p> <p>ボールアバットメント ピックアップ</p>  <p>22439</p>	<p>レプリカ</p> <p>ボールアバットメント レプリカ</p>  <p>22505</p>	<p>アタッチメント</p> <p>ODシリンダー ユニ 20°</p>  <p>22182</p> <p>ODシリンダー ユニ 45°</p>  <p>22183</p>
---	--	---

外科用コンポーネント
インプラント - オッセオスピードTX

寸法



補足

X-スモールコネクション - イエロー
インプラント直径 3.0

スモールコネクション - アクア
インプラント直径 3.5/4.0

ラージコネクション - ライラック
インプラント直径 4.5/5.0

インプラントの適応症は前歯部、臼歯部の全般です。
詳細については、添付文書と外科術式マニュアルを参照して下さい。

オッセオスピードTXインプラントは全て純チタンで作られています。

オッセオスピードの表面処理はインプラントトップの
マイクロスレッドの第1スレッドから全体になされています。
S = ストレート デザイン



オッセオスピードTX 3.0S

チタン製、滅菌済み

二酸化チタンブラスト処理

フッ酸処理

ネック部形状:MicroThread™

接合部:Conical Seal Design™

インターナル・ダブルヘックス

φ 3.0 mm

内部スレッド M1.4



長さ mm	11	13	15
商品コード	24982	24983	24984
価格	35,500	35,500	35,500

オッセオスピードTX 3.5S

チタン製、滅菌済み

二酸化チタンブラスト処理

フッ酸処理

ネック部形状:MicroThread™

接合部:Conical Seal Design™

インターナル・ダブルヘックス

φ 3.5 mm

内部スレッド M1.6

※Ⓢは受注発注となります。




長さ mm	8	9	11	13	15	17
商品コード	24930	24931	24932	24933	24934	24935
価格	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500

オッセオスピードTX 4.0S

チタン製、滅菌済み

二酸化チタンブラスト処理
フッ酸処理
ネック部形状:MicroThread™
接合部:Conical Seal Design™
インターナル・ダブルヘックス
φ 4.0 mm
内部スレッド M1.6
※Ⓜは受注発注となります。



長さ mm	6	8	9	11	13	15	17
商品コード	24939	24940	24941	24942	24943	24944	24945
価格	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500

オッセオスピードTX 4.5

チタン製、滅菌済み

二酸化チタンブラスト処理
フッ酸処理
ネック部形状:MicroThread™
接合部:Conical Seal Design™
インターナル・ダブルヘックス
φ 4.5/3.5 mm
内部スレッド M2
※Ⓜは受注発注となります。



長さ mm		9	11	13	15	17
商品コード		24951	24952	24953	24954	24955
価格		35,500	35,500	35,500	35,500	35,500

オッセオスピードTX 5.0

チタン製、滅菌済み

二酸化チタンブラスト処理
フッ酸処理
ネック部形状:MicroThread™
接合部:Conical Seal Design™
インターナル・ダブルヘックス
φ 5.0/4.0 mm
内部スレッド M2
※Ⓜは受注発注となります。



長さ mm		9	11	13	15	17
商品コード		24961	24962	24963	24964	24965
価格		35,500	35,500	35,500	35,500	35,500

オッセオスピードTX 5.0S

チタン製、滅菌済み

二酸化チタンブラスト処理
フッ酸処理
ネック部形状:MicroThread™
接合部:Conical Seal Design™
インターナル・ダブルヘックス
φ 5.0 mm
内部スレッド M2
※Ⓜは受注発注となります。



長さ mm		9	11	13	15	17
商品コード		24971	24972	24973	24974	24975
価格		35,500	35,500	35,500	35,500	35,500


カバースクリュー 3.0

チタン製、滅菌済み

組織の治癒期間中にインプラントの接合部を覆うために使用します。

		
φ mm	2.3	
高さ mm	0	
商品コード	24198	
価格	4,500	

寸法



カバースクリュー 3.5/4.0

チタン製、滅菌済み

組織の治癒期間中にインプラントの接合部を覆うために使用します。

		
φ mm	2.9	3.1
高さ mm	0	1
商品コード	24328	24329
価格	4,500	4,500

補足

ヘックス スクリュードライバーを用い手指の軽い力(5-10 Ncm)で締めつける。ラチェットレンチ、トルクレンチは使用しないで下さい。


カバースクリュー 4.5/5.0

チタン製、滅菌済み

組織の治癒期間中にインプラントの接合部を覆うために使用します。

		
φ mm	3.9	4.6
高さ mm	0	1
商品コード	24447	24448
価格	4,500	4,500

寸法



補足

ヘックス スクリュードライバーを用い手指の軽い力(5-10 Ncm)で締めつける。ラチェットレンチ、トルクレンチは使用しないで下さい。



接合部のサイズを示すラインが表示されています。
3.5/4.0 - ライン2本表示
4.5/5.0 - ライン3本表示
高さを表す数字が明記されています。

ヒーリングアバットメント

ユニ 3.5/4.0

チタン製、滅菌済み

レーザーエッチングバンドにより歯肉の厚みを計測します。

					
φ mm	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
高さ mm	2	4	6	8	10
商品コード	24374	24375	24376	24377	24378
価格	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400

ヒーリングアバットメント

ユニ 4.5/5.0


チタン製、滅菌済み

レーザーエッチングバンドにより歯肉の厚みを計測します。

					
φ mm	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
高さ mm	2	4	6	8	10
商品コード	24379	24380	24381	24382	24383
価格	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400

ヒーリングアバットメント 3.0

チタン製、滅菌済み




φ	mm	4.0	4.0	4.0
高さ	mm	2	4	6
商品コード		24777	24778	25017
価格		7,400	7,400	7,400

ヒーリングアバットメント 3.5/4.0

チタン製、滅菌済み



φ	mm	4.0	4.5	4.5
高さ	mm	2	4	6
商品コード		24574	24575	24576
価格		7,400	7,400	7,400




φ	mm	5.5	5.5	5.5
高さ	mm	2	4	6
商品コード		24577	24578	24579
価格		7,400	7,400	7,400



φ	mm	6.5	6.5
高さ	mm	4	6
商品コード		24580	24581
価格		7,400	7,400

ヒーリングアバットメント 4.5/5.0

チタン製、滅菌済み




φ	mm	5.5	5.5	5.5
高さ	mm	2	4	6
商品コード		24582	24583	24584
価格		7,400	7,400	7,400




φ	mm	6.5	6.5	6.5
高さ	mm	2	4	6
商品コード		24585	24586	24587
価格		7,400	7,400	7,400

寸法



補足

ヘックス スクリュードライバーを用い
手指の軽い力(5-10 Ncm)で締めつ
ける。ラチェットレンチ、トルクレンチは
使用しないで下さい。



接合部のサイズを示すラインが表示されています。

3.0 - ライン1本表示
3.5/4.0 - ライン2本表示
4.5/5.0 - ライン3本表示

直径(φ)と高さを表す数字が明記されています。


テンポラリーアバットメント 3.0

チタン製

アバットメント スクリュー含む。
3.0 - M1.4, 商品コード: 24189
(チタン製) 価格:4,500



φ	mm	3.4
高さ(マージン)	mm	1
垂直高さ	mm	9
商品コード		25018
価格		9,300




テンポラリーアバットメント 3.5/4.0

チタン製

アバットメント スクリュー デザイン含む。
3.5/4.0 - M1.6, 商品コード: 24449
(チタン製) 価格:4,500
NI =Non Indexed(ヘックスなし)



φ	mm	4.1	4.1
高さ(マージン)	mm	1	1
垂直高さ	mm	9	9
商品コード		24281	24280
価格		9,300	9,300



補足
推奨締め付けトルク - 15 Ncm


テンポラリーアバットメント 4.5/5.0

チタン製

アバットメントスクリュー デザイン含む。
4.5/5.0 - M2, 商品コード:24209
(チタン製) 価格:4,500
NI =Non Indexed(ヘックスなし)



φ	mm	4.5	4.5
高さ(マージン)	mm	1	1
垂直高さ	mm	9	9
商品コード		25015	25016
価格		9,300	9,300



**セメント固定用
コンポーネント**


セメント固定用コンポーネント
タイデザイン

寸法



補足

最小限の調整で使えるように
デザインされています。
推奨締め付けトルク - ● 15 Ncm
● 20 Ncm
● 25 Ncm



接合部のサイズを示すラインが表示
されています。
3.0 - ライン1本表示
3.5/4.0 - ライン2本表示
直径 (φ) を示す数字が表示されて
います。

タイデザイン 3.0

チタン製

アパットメント スクリュー含む
3.0 - M1.4, 商品コード 24189
(チタン製) 価格: 4,500



角 度	15°		
φ mm	4.0	4.0	4.0
高さ 頬側 A mm	1	2	2.4
高さ 舌側 B mm	1.5	2.5	2.4
垂直高さ mm	7	8	7
商品コード	24788	24789	24790
価 格	22,000	22,000	22,000

タイデザイン 3.5/4.0

チタン製

アパットメント スクリュー デザイン含む。
3.5/4.0 - M1.6, 商品コード: 24449
(チタン製) 価格: 4,500



角 度	20°						20°	
φ mm	4.5	4.5	5.5	5.5	6.5	6.5	4.5	5.5
高さ 頬側 A mm	1.5	3	1.5	3	1.5	3	3.5	3.5
高さ 舌側 B mm	2.5	4	2.5	4	2.5	4	3.5	3.5
垂直高さ mm	9	10	9	10	9	10	9.5	9.5
商品コード	24285	24286	24287	24288	24289	24290	24291	24292
価 格	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000

タイデザイン 4.5/5.0

チタン製

アパットメント スクリュー デザイン含む。
4.5/5.0 - M2, 商品コード 24209
(チタン製) 価格: 4,500



角 度	20°				
φ mm	5.5	5.5	6.5	6.5	5.5
高さ 頬側 A mm	1.5	3	1.5	3	3.5
高さ 舌側 B mm	2.5	4	2.5	4	3.5
垂直高さ mm	9	10	9	10	9.5
商品コード	24235	24236	24237	24238	24239
価 格	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000

キャストデザイン 3.5/4.0

ベース: 非酸化金合金
シリンダー: プラスティック

アバットメント スクリュー デザイン含む。
3.5/4.0 - M1.6, 商品コード 24449
(チタン製) 価格: 4,500



φ	mm	4.1
高さ(マージン)	mm	1
垂直高さ	mm	10
商品コード		22843
価格		22,000


キャストデザイン 4.5/5.0

ベース: 非酸化金合金
シリンダー: プラスティック

アバットメント スクリュー デザイン含む。
4.5/5.0 - M2, 商品コード 24209
(チタン製) 価格: 4,500



φ	mm	4.5
高さ(マージン)	mm	1
垂直高さ	mm	10
商品コード		22844
価格		22,000



補足
推奨締め付けトルク - ● 20 Ncm
● 25 Ncm

インプラント ピックアップ


3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0

チタン製

2個の部品(ピックアップ、ガイドピン)で構成されています。

NI = Non Indexed (ヘックスなし)

※Ⓜは受注発注となります。



	3.0	3.0	3.5/4.0	3.5/4.0	4.5/5.0	4.5/5.0	3.5/4.0	3.5/4.0	4.5/5.0	4.5/5.0
	ショート	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング	NIショート	NIロング	NIショート	NIロング
長さ mm	21	26	21	26	22	27	21	26	22	27
商品コード	24950	24949	24947	24948	24938	24946	24936	24937	24928	24929
価格	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500

インプラント トランスファー

3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0

チタン製

2個の部品(スリーブ、ピン)で構成されています。



	3.0	3.5/4.0	3.5/4.0	4.5/5.0	4.5/5.0
	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング
長さ mm	19	16	19	18	21
商品コード	24958	24959	24960	24956	24957
価格	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500

インプラント レプリカ

3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0

チタン製



	3.0	3.5/4.0	4.5/5.0
長さ mm	15	15	15.5
商品コード	24977	24978	24979
価格	3,500	3,500	3,500

インプラントガイドピン

3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0


チタン製

下記スクリューで締めている
アバットメントの作業で使用します。

アバットメントスクリュー - M1.4 ●


アバットメントスクリュー - M1.6 ●

アバットメントスクリュー - M2 ●



	3.0	3.0	3.5/4.0	3.5/4.0	4.5/5.0	4.5/5.0
	ショート	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング
長さ mm	21	26	21	26	22	27
商品コード	24970	24976	24968	24969	24966	24967
価格	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100

セメント固定用コンポーネント
ダイレクトアバットメント



ダイレクトアバットメント API
3.5/4.0

API = All parts included



φ	mm	4	4	4	4
高さ(マージン)	mm	0.5	1	2.5	4
商品コード		24551	24552	24553	24554
価格		26,600	26,600	26,600	26,600

DA メタルキャリア 4は、ダイレクトアバットメントφ4の着脱の際に使用します。(参照:20ページ、47ページ)



φ	mm	5	5	5
高さ(マージン)	mm	1	2.5	4
商品コード		24555	24556	24557
価格		26,600	26,600	26,600

ダイレクトアバットメント API
4.5/5.0




φ	mm	5	5	5	5
高さ(マージン)	mm	0.5	1	2.5	4
商品コード		24558	24559	24560	24561
価格		26,600	26,600	26,600	26,600



φ	mm	6	6	6
高さ(マージン)	mm	1	2.5	4
商品コード		24562	24563	24564
価格		26,600	26,600	26,600

ダイレクトアバットメント 3.5/4.0


チタン製



ϕ mm	4	4	4	4	5	5	5
高さ(マージン)mm	0.5	1	2.5	4	1	2.5	4
垂直高さmm	6	6	8	9	6	8	9
商品コード	24493	24494	24495	24496	24497	24498	24499
価格	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800

ダイレクトアバットメント 4.5/5.0


チタン製



ϕ mm	5	5	5	5	6	6	6
高さ(マージン)mm	0.5	1	2.5	4	1	2.5	4
垂直高さmm	6	6	8	9	6	8	9
商品コード	24527	24528	24529	24530	24537	24538	24539
価格	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800

DA ヒーリングキャップ

プラスチック



ϕ mm	4	5	6
商品コード	22720	22721	22722
価格	2,000	2,000	2,000

DA インプレッション ピックアップ


プラスチック



ϕ mm	4	5	6
商品コード	22710	22711	22712
価格	2,700	2,700	2,700

DA レプリカ


ステンレス製



ϕ mm	4	5	6
商品コード	22054	22064	22065
価格	3,100	3,100	3,100

DA バーンアウトシリンダー

プラスチック



ϕ mm	4	5	6
商品コード	22372	22373	22379
価格	2,700	2,700	2,700

DA キャリア

プラスチック/ステンレス


DA メタルキャリア 4は、ダイレクトアバットメント ϕ 4の着脱の際に使用します。(参照:47ページ)



ϕ mm	4	5	6	メタルキャリア 4
商品コード	24137	24138	24139	22850
価格	1,400	1,400	1,400	7,800

スクリー固定用
コンポーネント

スクリュー固定用コンポーネント
ユニアバットメント



補足

20°テーパードトップ 円錐部高さ-2.15mm
45°テーパードトップ 円錐部高さ-0.8mm
撤去用グループ付
プライマウントキャリアに連結されています。
推奨締め付けトルク-15Ncm



20° ユニアバットメント
3.5/4.0

チタン製、滅菌済み

20° テーパーードトップ。
※Ⓢは受注発注となります。

φ mm	高さ(マージン)mm	垂直高さ mm	商品コード	価格
3.5	0.5	2.5	24384	15,000
3.5	1	3	24385	15,000
3.5	2	4	24386	15,000
3.5	4	6	24387	15,000
3.5	6	8	24388	15,000
3.5	8	10	24389	15,000

45° ユニアバットメント
3.5/4.0

チタン製、滅菌済み

45° テーパーードトップ。
※Ⓢは受注発注となります。

φ mm	高さ(マージン)mm	垂直高さ mm	商品コード	価格
3.5	0.5	1	24392	15,000
3.5	1	2	24393	15,000
3.5	2	3	24394	15,000
3.5	4	5	24395	15,000
3.5	6	7	24396	15,000
3.5	8	9	24397	15,000

20° ユニアバットメント
4.5/5.0

チタン製、滅菌済み

20° テーパーードトップ。
※Ⓢは受注発注となります。

φ mm	高さ(マージン)mm	垂直高さ mm	商品コード	価格
3.5	0.5	2.5	24398	15,000
3.5	1	3	24399	15,000
3.5	2	4	24400	15,000
3.5	4	6	24401	15,000
3.5	6	8	24402	15,000
3.5	8	10	24403	15,000

45° ユニアバットメント
4.5/5.0

チタン製、滅菌済み

45° テーパーードトップ。
※Ⓢは受注発注となります。

φ mm	高さ(マージン)mm	垂直高さ mm	商品コード	価格
3.5	0.5	1	24406	15,000
3.5	1	2	24407	15,000
3.5	2	3	24408	15,000
3.5	4	5	24409	15,000
3.5	6	7	24410	15,000
3.5	8	9	24411	15,000




リムーバルツール M1.4(46ページ参照)を用いることで、ユニアバットメントの撤去が容易になります。

アングルドアバットメント 3.5/4.0


チタン製、滅菌済み

角度 20°

アバットメントスクリユー アングルド含む。
 3.5/4.0 - M1.6, 商品コード 24439
 (チタン製) 価格:4,500



		●	●	●	●
φ	mm	4	4	4	4
高さ(マージン)	mm	0.8	2	0.8	2
垂直高さ	mm	6	7	6	7
商品コード		24245	24246	24347	24348
価格		25,400	25,400	25,400	25,400




補足
 推奨締め付けトルク - ● 20 Ncm
 ● 25 Ncm

アングルドアバットメント 4.5/5.0

チタン製、滅菌済み

角度20°

アバットメントスクリユー アングルド含む。
 4.5/5.0 - M2, 商品コード 22487
 (チタン製) 価格:4,500



		●	●	●	●
φ	mm	4	4	4	4
高さ(マージン)	mm	0.5	2	0.5	2
垂直高さ	mm	6	7	6	7
商品コード		24247	24248	24606	24607
価格		25,400	25,400	25,400	25,400


20° プロヒールキャップ

チタン製、滅菌済み

20°ユニアバットメント用ヒーリングキャップ。



		●	
		ショート	ロング
φ	mm	4.3	5.5
高さ	mm	4	3.8
商品コード		24162	24158
価格		1,600	1,600



補足
 ヘックス スクリュードライバーを用い
 手指の軽い力(5-10 Ncm)で締めつ
 ける。ラチェットレンチ、トルクレンチは
 使用しないで下さい。

45° プロヒールキャップ

チタン製、滅菌済み

45°ユニアバットメント用ヒーリングキャップ。



		●	
		ショート	ロング
φ	mm	4.3	5.5
高さ	mm	2.7	3.8
商品コード		24163	24160
価格		1,600	1,600


ヒーリングキャップ アングルド

チタン製、滅菌済み

ブリッジスクリユー M1.4 スロット含む。
 商品コード 22167



φ	mm	5
高さ	mm	7.5
商品コード		24092
価格		3,500



補足
 ヘックス スクリュードライバーを用い
 手指の軽い力(5-10 Ncm)で締めつ
 ける。ラチェットレンチ、トルクレンチは
 使用しないで下さい。

20° ユニアバットメント ピックアップ

ステンレス製

2個の部品(ピックアップとガイドピン)
で構成されています。



φ mm	4.3	5.5
商品コード	22882	22876
価格	4,300	4,300

45° ユニアバットメント ピックアップ

ステンレス製

2個の部品(ピックアップとガイドピン)
で構成されています。



φ mm	4.3	5.5
商品コード	22883	22878
価格	4,300	4,300

20°/45° ユニアバットメント トランスファー

ステンレス製

20° 及び 45° ユニアバットメント用
使用の際には正確なアバットメントの情報を
ラボサイドに伝達して下さい。



商品コード	22068
価格	11,000

アングルドアバットメント ピックアップ

ステンレス製

2個の部品(ピックアップとガイドピン)
で構成されています。



商品コード	24254
価格	5,600

アバットメントレプリカ

ステンレス製



	ユニ 20°	ユニ 45°	アングルド
商品コード	22069	22070	24227
価格	3,100	3,100	3,900

アバットメントガイドピン M1.4

ステンレス製



長さ mm	13	16	19	22
商品コード	22190	22197	22198	22199
価格	2,000	2,000	2,000	2,000

ブリッジスクリュー M1.4

チタン製

推奨締め付けトルク 15 Ncm



	ヘックス	スロット
スクリューヘッド φ mm	2.3	2.3
スクリューヘッド 高さmm	1.8	1
商 品 コ ー ド	22435	22167
価 格	3,000	3,000

テンポラリーシリンダー

チタン製



	ユニ 20°	ユニ 45°	アングルド
商 品 コ ー ド	22060	22061	22447
価 格	5,500	5,500	6,000

セミバーンアウトシリンダー

ベース: 非酸化金合金

シリンダー: プラスティック



	ユニ 20°	ユニ 45°	アングルド
商 品 コ ー ド	22184	22185	24243
価 格	9,700	9,700	9,700


バーンアウトシリンダー

プラスチック



	ユニ 20°	ユニ 45°	アングルド
商 品 コ ー ド	22186	22187	22448
価 格	3,000	3,000	3,000

**アタッチメント固定用
コンポーネント**



補足

マージンからボールまで:2.85mm
ボールレンチ(商品コード 24367)を用いて接続して下さい。
(参照:28,47ページ)
推奨締め付けトルク - ● 25 Ncm
● 25 Ncm



ボールφ - 2.25 mm.

ボールアバットメント

3.5/4.0

チタン製、滅菌済み

ボールφ 2.25 mm。

※Ⓢは受注発注となります。



φ mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
高さ(マージン) mm	1	2	4	6	8
垂直高さ mm	4	5	7	9	11
商品コード	24413	24414	24415	24416	24417
価格	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500

ボールアバットメント

4.5/5.0

チタン製、滅菌済み

ボールφ 2.25 mm。

※Ⓢは受注発注となります。



φ mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
高さ(マージン) mm	0.5	1	2	4	6	8
垂直高さ mm	3.5	4	5	7	9	11
商品コード	24418	24419	24420	24421	24422	24423
価格	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500



ボールアバットメント ピックアップ

プラスチック



商品コード	価格
22439	2,400

ボールアバットメント レプリカ

ステンレス製



商品コード	価格
22505	3,500

	商品コード	価格
Oリング スパースー ボールアバットメント用(10入り)	22084	1,000

ボールレンチ

ステンレス製

ボールアバットメント着脱用。
トルクレンチを用いて操作します。



商品コード	価格
24367	9,000



補足

下記のコンポーネントは、ユニアパットメント
に使用します。(参照:22ページ)



OD シリンダー

金合金

ユニアパットメント、ブリッジスクリュー スロットと
共に使用。

	ユニ 20°	ユニ 45°
商品コード	22182	22183
価格	9,000	9,000

外科用インスツルメント

はじめに

新たにアストラテックインプラントシステムを導入いただく際には
下記のインスツルメントをご用意頂くことをお勧め致します。

商品コード:24980 **サージカルインスツルメント キット** (参照:31ページ)

商品コード:24349 **サージカルトレイ** (参照:31ページ)

商品コード:24357 **ラチェットレンチ** (参照:32ページ)

以下は、どちらかを選択して下さい。

単回使用ドリル – 参照:36,37ページ

複数回使用ドリル – 参照:38,39ページ

代替手段 – 単回使用ドリルのみの使用

商品コード:24980 **サージカルインスツルメント キット** (参照:31ページ)

商品コード:22495 **補綴用インスツルメントトレイ** (参照:42ページ)

商品コード:24357 **ラチェットレンチ** (参照:32ページ)

単回使用ドリルの選択については、P36,37をご参照ください。




サージカルインスツルメント キット



	商品コード	価格
サージカルインスツルメント キット	24980	98,900
ディレクションインジケータ 2.0/3.2	(4) 22434	
インプラント デプスゲージ, 6-19 mm	(1) 24801	
インプラントドライバー 3.5/4.0 ショート	(1) 25009	
インプラントドライバー 3.5/4.0 ロング	(1) 25010	
インプラントドライバー 4.5/5.0 ショート	(1) 25011	
インプラントドライバー 4.5/5.0 ロング	(1) 25012	
ヘックス CA ドライバー ショート	(1) 22548	
ヘックス CA ドライバー ロング	(1) 22549	
ドリルエクステンション	(1) 22520	
ドライバーハンドル	(1) 24358	

サージカルトレイ

インスツルメントは含まれません。



	商品コード	価格
	24349	95,000

インプラントドライバー 3.0

インプラントの保持、埋入に使用。



	ショート	ロング
長さ mm	19	28
商品コード	25007	25008
価格	6,500	6,500

インプラントドライバー 3.5/4.0

インプラントの保持、埋入に使用。
ショートのドライバーは、臼歯部での
使用に適しています。



	ショート	ロング
長さ mm	19	28
商品コード	25009	25010
価格	6,500	6,500

インプラントドライバー 4.5/5.0

インプラントの保持、埋入に使用。
ショートのドライバーは、臼歯部での
使用に適しています。



	ショート	ロング
長さ mm	20	28
商品コード	25011	25012
価格	6,500	6,500

ラチェットレンチ ステンレス製

トルク調整機能なし。



商品コード	24357
価格	28,000

ドライバーハンドル ステンレス製

ラチェットレンチ、CADドライバー、インプラントドライバーと
合わせて使用します。



商品コード	24358
価格	7,000

レンチアダプター ステンレス製

インプラントドライバーと合わせて使用します。トルクレンチ
(商品コード:24075)が必要となります。



商品コード	24572
価格	5,000

ディレクションインジケーター 2.0/3.2

チタン製

2.0 mm 及び 3.2 mm のドリリングの後に使用します。



商品コード	22434
価格	6,800

ボウル, チタン製

チタン製



商品コード	22137
価格	5,000

インプラント デプスゲージ, 6-19 mm

チタン製



商品コード	24801
価格	19,700

インプラント埋入窩と軟組織の厚みを測定するためのレーザーエッチングバンド付。
13-15mmの間は目印のために段差を付与した形態となっています。

レンチ

チタン製



各種アダプター、インプラントリトリーバーとともに使用。

商品コード	価格
22124	18,500

フォーセップス 94


チタン製



商品コード	価格
94 mm 22437	10,000

ヘックス スクレュードライバー

ステンレス製



全長	商品コード	価格
ショート 20mm	22514	10,500
インターメディアイト 31mm	22515	10,500
ロング 43mm	22516	10,500

ヘックス CAドライバー

ステンレス製

コントラアングル、ドライバーハンドル用。



全長	商品コード	価格
ショート 24mm	22548	6,750
ロング 35mm	22549	6,750

オステオトーム キット


ステンレス製

オステオトーム キット内容

オステオトーム トレー ラージ	(1)	22953
オステオトーム ラウンド セット	(1)	22937
オステオトーム コンケイブ セット	(1)	22947
オステオトーム マレット	(1)	22955

注意:5.0S用のオステオトームは含まれません。

※Ⓜは受注発注となります。



商品コード	22956
価格	280,000

Ⓜ

オステオトーム ラウンド セット

ステンレス製

先端:ラウンド

7本セット

オステオトーム 2.0/2.5, ラウンド	(1)
オステオトーム 2.5/3.2, ラウンド	(1)
オステオトーム 3.2, ラウンド	(1)
オステオトーム 3.2/3.7, ラウンド	(1)
オステオトーム 3.7, ラウンド	(1)
オステオトーム 3.2/4.3, ラウンド	(1)
オステオトーム 3.7/4.8, ラウンド	(1)



商品コード	22937
価格	93,100

Ⓜ

注意:5.0S用のオステオトームは含まれません。

※Ⓜは受注発注となります。

オステオトーム コンケイブ セット

ステンレス製

先端:コンケイブ(凹面)

7本セット

オステオトーム 2.0/2.5, コンケイブ	(1)
オステオトーム 2.5/3.2, コンケイブ	(1)
オステオトーム 3.2, コンケイブ	(1)
オステオトーム 3.2/3.7, コンケイブ	(1)
オステオトーム 3.7, コンケイブ	(1)
オステオトーム 3.2/4.3, コンケイブ	(1)
オステオトーム 3.7/4.8, コンケイブ	(1)



商品コード	22947
価格	98,000

Ⓜ

注意:5.0S用のオステオトームは含まれません。

※Ⓜは受注発注となります。

オステオトーム マレット

ステンレス製

※Ⓜは受注発注となります。



商品コード	22955
価格	14,900

Ⓜ

オステオトーム 5.0S ラウンド セット

ステンレス製

先端:ラウンド
4本セット



商品コード	24687
価格	46,600

Ⓜ

オステオトーム 3.7/4.2, ラウンド
オステオトーム 4.2, ラウンド
オステオトーム 4.2/4.7, ラウンド
オステオトーム 4.7, ラウンド
※Ⓜは受注発注となります。

オステオトーム 5.0S コンケイブ セット

先端:コンケイブ (凹面)
4本セット



商品コード	24692
価格	49,000

Ⓜ

オステオトーム 3.7/4.2, コンケイブ
オステオトーム 4.2, コンケイブ
オステオトーム 4.2/4.7, コンケイブ
オステオトーム 4.7, コンケイブ
※Ⓜは受注発注となります。

オステオトーム トレー ラージ

ステンレス製

オステオトームは含まれません。
最大収納本数:14本及びオステオトームマレット
※Ⓜは受注発注となります。



商品コード	22953
価格	74,000

Ⓜ

オステオトーム トレー スモール

ステンレス製

オステオトームは含まれません。
最大収納本数:7本
※Ⓜは受注発注となります。



商品コード	24693
価格	44,500

Ⓜ

SP ドリルキット

ステンレス製、滅菌済み

深さ測定用のデプスインジケーションライン付。

キット内容

ガイドドリル

SP ツイストドリル φ 2.0

SP ツイストドリル φ 3.2(単品販売しておりません)



8-13 mmショート

商品コード	22898
価格	5,000



8-19 mmロング

商品コード	22899
価格	5,000

SP ドリルキット 6-13 mm

ステンレス製、滅菌済み

深さ測定用のデプスインジケーションライン付。

キット内容

SP ツイストドリル φ 2.0, 6-13 mm(単品販売しておりません)

SP ツイストドリル φ 3.2, 6-13 mm(単品販売しておりません)



商品コード	24737*
価格	4,200










































※オッセオスピードTX 4.0S-6 mmの理入窩の形成には、SPドリル6-13 mmが必要です。



SP ドリル

ステンレス製、滅菌済み

深さ測定用のデプスインジケーションライン付。

		商品コード	価格			商品コード	価格
SP ツイストドリル φ 3.7, 6-13 mm		24199*	2,500				
SP ツイストドリル φ 3.85, 6-13 mm		24734*	2,500				
	ショート	商品コード	価格	ロング	商品コード	価格	
SP ツイストドリル φ 2.0		24992	2,500		24991	2,500	
SP ツイストドリル φ 2.7		24994	2,500		24993	2,500	
SP ツイストドリル φ 2.85		24996	2,500		24995	2,500	
SP ツイストドリル φ 3.35		22908	2,500		22909	2,500	
SP ツイストドリル φ 3.7		22910	2,500		22911	2,500	
SP ツイストドリル φ 3.85		22912	2,500		22913	2,500	
SP ツイストドリル φ 4.2		22957	2,500		22958	2,500	
SP ツイストドリル φ 4.7		22959	2,500		22960	2,500	
SP ツイストドリル φ 4.85		22961	2,500		22962	2,500	
	ショート	商品コード	価格	ロング	商品コード	価格	
SP パイロットドリル φ 2.0/3.2, 6-13 mm		24735*	2,500				
SP パイロットドリル φ 2.0/2.7		24997	2,500				
SP パイロットドリル φ 2.0/3.2		22904	2,500		22905	2,500	
SP パイロットドリル φ 3.2/3.7		22906	2,500		22907	2,500	
SP パイロットドリル φ 3.7/4.2		22963	2,500				
SP コーティカルドリル φ 2.7/3.0		24998	2,500				
SP コーティカルドリル φ 3.2/3.5		22914	2,500		22915	2,500	
SP コーティカルドリル φ 3.7/4.0		22916	2,500		22917	2,500	
SP コーティカルドリル φ 4.7/5.0		22964	2,500				
SP コニカルドリル φ 2.7/4.5		24999	3,500		25000	3,500	
SP コニカルドリル φ 3.2/4.5		22921	3,500		22922	3,500	
SP コニカルドリル φ 3.2/5.0		25001	3,500		25002	3,500	
SP コニカルドリル φ 3.7/5.0		22923	3,500		22924	3,500	

※オッセオスピードTX 4.0S-6 mmの理入窩の形成には、SPドリル6-13 mmが必要です。

ドリル
複数回使用ドリル

ドリルセット

ステンレス製、窒化チタンコーティング
深さ測定用のデプスインジケーションライン付。

注意:3.0S,4.0S-6 mm,5.0S用のドリルは
含まれていません。



商品コード	24264
価格	88,200

ガイドドリル

ステンレス製

ガイドドリル φ1.8



商品コード	22800
価格	1,200

ツイストドリル

ステンレス製、窒化チタンコーティング
深さ測定用のデプスインジケーションライン付。

注意:*のついたドリルはドリルセット(商品コード 24264)に含まれていません。

	ショート	商品コード	価格	ロング	商品コード	価格
ツイストドリル φ 2.0		22887	6,000		22886	6,000
ツイストドリル φ 2.5 レッド		22802	6,000		22801	6,000
ツイストドリル φ 2.7 ライトブルー		24797*	6,000		24796*	6,000
ツイストドリル φ 2.85 シルバー		24799*	6,000		24798*	6,000
ツイストドリル φ 3.2 グリーン		22811	6,000		22807	6,000
ツイストドリル φ 3.35 ライラック		22812	6,000		22808	6,000
ツイストドリル φ 3.7 ブラック		22813	6,000		22809	6,000
ツイストドリル φ 3.85 ブラウン		22814	6,000		22810	6,000
ツイストドリル φ 4.2 イエロー		22463*	6,000		22462*	6,000
ツイストドリル φ 4.7 ブルー		22465*	6,000		22464*	6,000
ツイストドリル φ 4.85 ピンク		22467*	6,000		22466*	6,000

パイロットドリル

ステンレス製、窒化チタンコーティング
深さ測定用のデプスインジケーションライン付。

注意:*のついたドリルはドリルセット(商品コード 24264)に含まれていません。

パイロットドリル φ 2.0/2.7 ライトブルー



パイロットドリル φ 2.0/3.2 グリーン



パイロットドリル φ 2.5/3.2 グリーン



パイロットドリル φ 3.2/3.7 ブラック



パイロットドリル φ 3.7/4.2 イエロー



商品コード	価格
24795*	6,000
24207	6,000
22803	6,000
22805	6,000
22468*	6,000

コーティカルドリル

ステンレス製、窒化チタンコーティング
深さ測定用のデプスインジケーションライン付。

注意:*のついたドリルはドリルセット(商品コード 24264)に含まれていません。

コーティカルドリル φ 2.7/3.0 ライトブルー



コーティカルドリル φ 3.2/3.5 グリーン



コーティカルドリル φ 3.7/4.0 ブラック



コーティカルドリル φ 4.7/5.0 ブルー



商品コード	価格
24800*	6,000
22815	6,000
22816	6,000
22469*	6,000

コニカルドリル

ステンレス製、窒化チタンコーティング
深さ測定用のデプスインジケーションライン付。

注意:*のついたドリルはドリルセット(商品コード 24264)に含まれていません。

コニカルドリル φ 2.7/4.5 ライトブルー



コニカルドリル φ 3.2/4.5 グリーン



コニカルドリル φ 3.2/5.0



コニカルドリル φ 3.7/5.0 ブラック



ショート

商品コード	価格
24924*	8,000
22894	8,000
24926*	8,000
22896	8,000

ロング

商品コード	価格
24925*	8,000
22895	8,000
24927*	8,000
22897	8,000

ドリルエクステンション

ステンレス製



商品コード	価格
22520	5,500

FA 粘膜用パンチ 3.5/4.0

ステンレス製

コントラアングル用。



商品コード	価格
31267	9,000

FA 粘膜用パンチ 4.5/5.0

ステンレス製

コントラアングル用。



商品コード	価格
24803	9,000

補綴用インスツルメントキット

はじめに

新たにアストラテックインプラントシステムを導入いただく際には
下記の補綴用インスツルメントをご用意頂くことをお勧め致します。

補綴用インスツルメント キット	商品コード 24879 (参照:42ページ)
補綴用インスツルメント トレー	商品コード 22495 (参照:42ページ)
トルクレンチ キット	商品コード 24100 (参照:42ページ)



補綴用インスツルメント キット



	商品コード	価格
補綴用インスツルメント キット	24879	49,000
ドライバーハンドル	(1) 24358	
アバットメント デプスゲージ	(1) 24573	
ヘックス CAドライバー ショート	(1) 22548	
ヘックス CAドライバー ロング	(1) 22549	

補綴用インスツルメント トレー


全ての補綴用インスツルメントの収納トレー。
インスツルメントは含まれません。



	商品コード	価格
補綴用インスツルメント トレー	22495	42,800

トルクレンチ キット

トルク調整機能 (10, 15, 20, 25 Ncm) 付き。



	商品コード	価格
トルクレンチ キット	24100	58,500
トルクレンチ	(1) 24075	35,100
TW ビット ヘックス ショート	(1) 24093	6,800
TW ビット ヘックス ロング	(1) 24094	6,800
TW ビット スロット ショート	(1) 24095	6,800
TW ビット スロット ロング	(1) 24096	6,800
TW コネクター アダプター	(1) 24097	6,800
TW ルブリカント	(1) 24098	2,000
TW ディスマントルツール	(1) 24099	6,800
別売:Oリング キャリアエクステンション/TWビット用(10入り)	22416	2,000


トルクレンチ



	商品コード	価格
	24075	35,100

ヘックス スクリュードライバー

ステンレス製



		商品コード	価格
ショート	20mm	22514	10,500
インターメディアイト	31mm	22515	10,500
ロング	43mm	22516	10,500

ヘックス CAドライバー

ステンレス製


コントラアングル、ドライバーハンドル用。



		商品コード	価格
ショート	24mm	22548	6,750
ロング	35mm	22549	6,750

スロット スクリュードライバー

ステンレス製



※㊟は受注発注となります。

		商品コード	価格
ショート	20mm	22506	10,500
インターメディアイト	30mm	22507	10,500
ロング	43mm	22508	10,500

スロット CADドライバー

ステンレス製

コントラアングル、ドライバーハンドル用。




		商品コード	価格
ショート	24mm	22688	6,750
ロング	35mm	22689	6,750

アバットメント デプスゲージ

ステンレス製

軟組織の厚みをミリ単位で計測するためのレーザーエッチングバンド付。
測定時の目安として4-5 mmの間に段差を付与した形態となっています。



	商品コード	価格
	24573	28,500

ハンドピースコネクター キャリア

ステンレス製

コントラアングルとプリマウントキャリアの接続用。




	商品コード	価格
	24133	6,800

キャリアエクステンション

ステンレス製

トルクレンチとプリマウントキャリアの延長用。



	商品コード	価格
ショート	24134	6,800
ロング	24135	6,800
Oリング(10入り)	22416	2,000

ラボ アバットメントスクリュー デザイン

チタン製

全てのDesignLine™ アバットメント用。

商品構成: イエロー用2個
アクア用6個
ライラック用6個



商品コード	24802	24857	24858
製品内容	2 × M1.4	6 × M1.6	6 × M2
価格	2,000	5,700	5,700

ラボ アバットメントスクリュー アングルド

チタン製

アングルドアバットメント用。

商品構成: アクア用2個、ライラック用2個入り。



商品コード	24860	
製品内容	2 × M1.6	2 × M2
価格	7,500	

ラボ ブリッジスクリュー ヘックス&スロット

チタン製

商品構成: スロットスクリュー3個、ヘックススクリュー3個入り。



商品コード	24859	
製品内容	3 × M1.4	3 × M1.4
価格	5,700	

グラインディングハンドル

インプラントレプリカを使いアバットメントを形成する際に使用。



商品コード	22740
価格	13,500

グラインディングデバイス

セミバーンアウトシリンダー、バーンアウトシリンダー20°用及びブリッジスクリューのアクセスホール用。

※Ⓢは受注発注となります。



商品コード	価格
ユニ20°	22170 14,500
シリンダー	22820 14,500

ポリッシングプロテクター

ステンレス製

10個入り

ユニアバットメント接合部(20°及び45°)、
マージンの保護に使用。




	ユニ20°	ユニ45°
商品コード	22471	22474
価格	900	900

ブリッジスクリューまたはアバットメント
ガイドピンと共に使用。

インプラントアダプター M2


チタン及びステンレス製
M2スレッドのインプラントの
撤去の際に使用します。
ラチェットレンチ/
トルクレンチ/レンチを
用いて操作します。



		商品コード	価格
ショート	24.5mm	24369	14,000
ロング	36mm	24368	14,000
Oリング インプラントアダプター(10入り)		22375	2,000

インプラントアダプター M1.6


チタン及びステンレス製
M1.6スレッドのインプラントの
撤去の際に使用します。
ラチェットレンチ/
トルクレンチ/レンチを
用いて操作します。



		商品コード	価格
ショート	24.5mm	24193	14,000
ロング	36mm	24194	14,000
Oリング インプラントアダプター(10入り)		22375	2,000

アバットメントアダプター


チタン及びステンレス製
グループ形状がない
20°,45°ユニアバットメントの
撤去に使用します。
ラチェットレンチ/
トルクレンチ/レンチを
用いて操作します。



		商品コード	価格
ショート	25mm	24424	14,000
ロング	35mm	24370	14,000
Oリング アバットメントアダプター(10入り)		22376	1,000

リムーバルツール M1.4

ステンレス製
グループ付の20°,45° ユニアバットメントの撤去に
使用します。
ラチェットレンチ/トルクレンチ/レンチを
用いて操作します。



		商品コード	価格
ショート	18mm	24021	14,000
ロング	30mm	24037	14,000

ユニアバットメント リトリーバー

ステンレス製
ユニアバットメントの撤去に使用します。
レンチ(商品コード:22124)を用いて操作します。



	商品コード	価格
14mm	22429	6,000

スレッドタップ

損傷したインプラント/アバットメント内部に
新たなスレッドを造ります。
ドライバーハンドル(参照:32ページ)を
用いて手指で使用して下さい。



	商品コード	価格
1.4 mm	22871	9,000
1.6 mm	22873	9,000
2.0 mm	22875	9,000

DA メタルキャリア 4

ステンレス製

DA メタルキャリア 4は、ダイレクトアバットメントφ4の着脱の際に使用します。



商品コード	価格
22850	7,800

ボールレンチ

ステンレス製

ボールアバットメント着脱用。
トルクレンチを用いて操作します。



商品コード	価格
24367	9,000

フラグメントフォーク

破折したアバットメントスクリュー、ブリッジスクリューの撤去に使用します。



	商品コード	価格
シン 1.0mm	22122	10,000
ワイド1.4mm	22632	10,000

インプラントリトリーバー

損傷したインプラントやインプラント内部のネジ山が損傷しているインプラントの撤去に使用します。



商品コード	価格
22192	3,400

トレフィンドリル

オッセオインテグレーションしたインプラントの撤去の際に使用します。

詳しい使用法は、リペア術式マニュアルを参照して下さい。



	商品コード	価格
φ3.5	22884	9,000
φ4.0	22885	9,000
φ5.0	22890	9,000

レンチ

チタン製

各種アダプター、リトリーバーとともに使用。



商品コード	価格
22124	18,500

商品コード順

商品コード	商品名	カタログ頁
22054	DA レプリカ 4	20
22060	テンポラリーシリンダー ユニ 20°	25
22061	テンポラリーシリンダー ユニ 45°	25
22064	DA レプリカ 5	20
22065	DA レプリカ 6	20
22068	20°/45°ユニアバットメント トランスファー	24
22069	アバットメントレプリカ ユニ 20°	24
22070	アバットメントレプリカ ユニ 45°	24
22364	ボールハウジングN	28
22084	オリング スペーサー ボールアバットメント用(10入り)	28
22363	ライダーN	29
22362	ラウンドバーN	29
22122	フラグメントフォーク シン 1.0mm	47
22124	レンチ	33,47
22137	ボウル, チタン製	33
22167	ブリッジスクリュー M1.4 スロット	23,25
22170	グライディングデバイス ユニ20°	45
22182	ODシリンダー ユニ 20°	29
22183	ODシリンダー ユニ 45°	29
22184	セミバーンアウトシリンダー ユニ 20°	25
22185	セミバーンアウトシリンダー ユニ 45°	25
22186	バーンアウトシリンダー ユニ 20°	25
22187	バーンアウトシリンダー ユニ 45°	25
22190	アバットメントガイドピン M1.4 - 13mm	24
22192	インプラントリトリバー	47
22197	アバットメントガイドピン M1.4 - 16mm	24
22198	アバットメントガイドピン M1.4 - 19mm	24
22199	アバットメントガイドピン M1.4 - 22mm	24
22372	DA バーンアウトシリンダー 4	20
22373	DA バーンアウトシリンダー 5	20
22375	オリング インプラントアダプター用(10入り)	46
22376	オリング アバットメントアダプター用(10入り)	46
22379	DA バーンアウトシリンダー 6	20
22416	オリング キャリアエクステンション/TWビット用(10入り)	42
22429	ユニアバットメント リトリバー	46
22434	ディレクションインジケータ 2.0/3.2	32
22435	ブリッジスクリュー M1.4 ヘックス	25
22437	フォーセップス(94mm)	33
22439	ボールアバットメント ビックアップ	28
22447	テンポラリーシリンダー アングルド	25
22448	バーンアウトシリンダー アングルド	25
22462	ツイストドリル φ4.2 イエロー ロング	38
22463	ツイストドリル φ4.2 イエロー ショート	38
22464	ツイストドリル φ4.7 ブルー ロング	38
22465	ツイストドリル φ4.7 ブルー ショート	38
22466	ツイストドリル φ4.85 ピンク ロング	38
22467	ツイストドリル φ4.85 ピンク ショート	38
22468	パイロッドドリル φ3.7/4.2 イエロー	39
22469	コーティカルドリル φ4.7/5.0 ブルー	39
22471	ポリッシングプロテクター ユニ20°(10入り)	45
22474	ポリッシングプロテクター ユニ45°(10入り)	45
22487	アバットメントスクリュー アングルド 4.5/5.0 M2	23
22495	補綴用インスツルメントトレ	42
22505	ボールアバットメント レプリカ	28
22506	スロット スクリュードライバー ショート	44
22507	スロット スクリュードライバー インターメディアイト	44
22508	スロット スクリュードライバー ロング	44
22514	ヘックス スクリュードライバー ショート	33,43
22515	ヘックス スクリュードライバー インターメディアイト	33,43
22516	ヘックス スクリュードライバー ロング	33,43
22520	ドリルエクステンション	39
22548	ヘックス CADドライバー ショート	33,43
22549	ヘックス CADドライバー ロング	33,43
22632	フラグメントフォーク ワイド 1.4mm	47
22688	スロット CA ドライバー ショート	44
22689	スロット CA ドライバー ロング	44
22710	DA インプレッションビックアップ 4	20
22711	DA インプレッションビックアップ 5	20
22712	DA インプレッションビックアップ 6	20
22720	DA ヒーリングキャップ 4	20
22721	DA ヒーリングキャップ 5	20
22722	DA ヒーリングキャップ 6	20
22740	グライディングハンドル	45
22800	ガイドドリル	38

商品コード	商品名	カタログ頁
22801	ツイストドリル φ2.5 レッド ロング	38
22802	ツイストドリル φ2.5 レッド ショート	38
22803	パイロッドドリル φ2.5/3.2 グリーン	39
22805	パイロッドドリル φ3.2/3.7 ブラック	39
22807	ツイストドリル φ3.2 グリーン ロング	38
22808	ツイストドリル φ3.35 ライラック ロング	38
22809	ツイストドリル φ3.7 ブラック ロング	38
22810	ツイストドリル φ3.85 ブラウン ロング	38
22811	ツイストドリル φ3.2 グリーン ショート	38
22812	ツイストドリル φ3.35 ライラック ショート	38
22813	ツイストドリル φ3.7 ブラック ショート	38
22814	ツイストドリル φ3.85 ブラウン ショート	38
22815	コーティカルドリル φ3.2/3.5 グリーン	39
22816	コーティカルドリル φ3.7/4.0 ブラック	39
22820	グライディングデバイス シリンダー	45
22843	キャストデザイン 3.5/4.0	17
22844	キャストデザイン 4.5/5.0	17
22850	DA メタルキャリア 4	20,47
22871	スレッドタップ 1.4mm	46
22873	スレッドタップ 1.6mm	46
22875	スレッドタップ 2.0mm	46
22876	20°ユニアバットメント ビックアップ 5.5	24
22878	45°ユニアバットメント ビックアップ 5.5	24
22882	20°ユニアバットメント ビックアップ 4.3	24
22883	45°ユニアバットメント ビックアップ 4.3	24
22884	トレフィンドリル φ3.5mm	47
22885	トレフィンドリル φ4.0mm	47
22886	ツイストドリル φ2.0 ロング	38
22887	ツイストドリル φ2.0 ショート	38
22890	トレフィンドリル φ5.0mm	47
22894	コニカルドリル φ3.2/4.5 グリーン ショート	39
22895	コニカルドリル φ3.2/4.5 グリーン ロング	39
22896	コニカルドリル φ3.7/5.0 ブラック ショート	39
22897	コニカルドリル φ3.7/5.0 ブラック ロング	39
22898	SP ドリルキット 8-13mm ショート	36
22899	SP ドリルキット 8-19mm ロング	36
22904	SP パイロッドドリル φ2.0/3.2 ショート	37
22905	SP パイロッドドリル φ2.0/3.2 ロング	37
22906	SP パイロッドドリル φ3.2/3.7 ショート	37
22907	SP パイロッドドリル φ3.2/3.7 ロング	37
22908	SP ツイストドリル φ3.35 ショート	37
22909	SP ツイストドリル φ3.35 ロング	37
22910	SP ツイストドリル φ3.7 ショート	37
22911	SP ツイストドリル φ3.7 ロング	37
22912	SP ツイストドリル φ3.85 ショート	37
22913	SP ツイストドリル φ3.85 ロング	37
22914	SP コーティカルドリル φ3.2/3.5 ショート	37
22915	SP コーティカルドリル φ3.2/3.5 ロング	37
22916	SP コーティカルドリル φ3.7/4.0 ショート	37
22917	SP コーティカルドリル φ3.7/4.0 ロング	37
22921	SP コニカルドリル φ3.2/4.5 ショート	37
22922	SP コニカルドリル φ3.2/4.5 ロング	37
22923	SP コニカルドリル φ3.7/5.0 ショート	37
22924	SP コニカルドリル φ3.7/5.0 ロング	37
22937	オステオトーム ラウンド セット	34
22947	オステオトーム コンケイブ セット	34
22953	オステオトーム トレー ラージ	35
22955	オステオトーム マレット	34
22956	オステオトーム キット	34
22957	SP ツイストドリル φ4.2 ショート	37
22958	SP ツイストドリル φ4.2 ロング	37
22959	SP ツイストドリル φ4.7 ショート	37
22960	SP ツイストドリル φ4.7 ロング	37
22961	SP ツイストドリル φ4.85 ショート	37
22962	SP ツイストドリル φ4.85 ロング	37
22963	SP パイロッドドリル φ3.7/4.2 ショート	37
22964	SP コーティカルドリル φ4.7/5.0 ショート	37
24021	リムーバルツール M1.4 ショート	46
24037	リムーバルツール M1.4 ロング	46
24075	トルクレンチ	42,43
24092	ヒーリングキャップ アングルド	23
24093	TW ビット ヘックス ショート	42
24094	TW ビット ヘックス ロング	42
24095	TW ビット スロット ショート	42

商品コード	商品名	カタログ頁
24096	TW ビット スロット ロング	42
24097	TW コネクタ アダプター	42
24098	TW ルブリカント	42
24099	TW ディスマントルツール	42
24100	トルクレンチ キット	42
24133	ハンドピースコネクタ キャリア	44
24134	キャリアエクステンション ショート	44
24135	キャリアエクステンション ロング	44
24137	DA キャリア 4	20
24138	DA キャリア 5	20
24139	DA キャリア 6	20
24158	20°プロヒールキャップ 5.5 ショート	23
24159	20°プロヒールキャップ 5.5 ロング	23
24160	45°プロヒールキャップ 5.5 ショート	23
24161	45°プロヒールキャップ 5.5 ロング	23
24162	20°プロヒールキャップ 4.3	23
24163	45°プロヒールキャップ 4.3	23
24189	アバットメントスクリュー 3.0 M1.4	14,16
24193	インプラントアダプター M1.6 ショート	46
24194	インプラントアダプター M1.6 ロング	46
24198	カバースクリュー 3.0 - OMM	12
24199	SP ツイストドリル ϕ 3.7, 6-13mm	37
24207	パイロットドリル ϕ 2.0/3.2 グリーン	39
24209	アバットメント スクリュー デザイン 4.5/5.0 M2	16,17
24227	アバットメントレプリカ アングルド	24
24235	タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 1.5mm	16
24236	タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 3mm	16
24237	タイデザイン 4.5/5.0 - 6.5, 1.5mm	16
24238	タイデザイン 4.5/5.0 - 6.5, 3mm	16
24239	タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 20°	16
24243	セミバーンアウトシリンダー アングルド	25
24245	アングルドアバットメント 3.5/4.0 - 0.8mm	23
24246	アングルドアバットメント 3.5/4.0 - 2mm	23
24247	アングルドアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm	23
24248	アングルドアバットメント 4.5/5.0 - 2mm	23
24254	アングルドアバットメント ピックアップ	24
24264	ドリルセット	38
24280	テンポラリーアバットメント 3.5/4.0 NI	14
24281	テンポラリーアバットメント 3.5/4.0	14
24285	タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 1.5mm	16
24286	タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 3mm	16
24287	タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 1.5mm	16
24288	タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 3mm	16
24289	タイデザイン 3.5/4.0 - 6.5, 1.5mm	16
24290	タイデザイン 3.5/4.0 - 6.5, 3mm	16
24291	タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 20°	16
24292	タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 20°	16
24328	カバースクリュー 3.5/4.0 - 0mm	12
24329	カバースクリュー 3.5/4.0 - 1mm	12
24347	アングルドアバットメント 3.5/4.0 - NI 0.8mm	23
24348	アングルドアバットメント 3.5/4.0 - NI 2mm	23
24349	サージカルトレー	31
24357	ラチェットレンチ	32
24358	ドライバーハンドル	32
24367	ボールレンチ	28,47
24368	インプラントアダプター M2 ロング	46
24369	インプラントアダプター M2 ショート	46
24370	アバットメントアダプター ロング	46
24374	ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 2mm	12
24375	ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 4mm	12
24376	ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 6mm	12
24377	ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 8mm	12
24378	ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 10mm	12
24379	ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 2mm	12
24380	ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 4mm	12
24381	ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 6mm	12
24382	ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 8mm	12
24383	ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 10mm	12
24384	20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 0.5mm	22
24385	20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 1mm	22
24386	20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 2mm	22
24387	20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 4mm	22
24388	20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 6mm	22
24389	20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 8mm	22
24392	45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 0.5mm	22
24393	45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 1mm	22

商品コード	商品名	カタログ頁
24394	45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 2mm	22
24395	45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 4mm	22
24396	45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 6mm	22
24397	45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 8mm	22
24398	20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm	22
24399	20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 1mm	22
24400	20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 2mm	22
24401	20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 4mm	22
24402	20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 6mm	22
24403	20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 8mm	22
24406	45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm	22
24407	45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 1mm	22
24408	45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 2mm	22
24409	45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 4mm	22
24410	45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 6mm	22
24411	45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 8mm	22
24413	ボールアバットメント 3.5/4.0 - 1mm	27
24414	ボールアバットメント 3.5/4.0 - 2mm	27
24415	ボールアバットメント 3.5/4.0 - 4mm	27
24416	ボールアバットメント 3.5/4.0 - 6mm	27
24417	ボールアバットメント 3.5/4.0 - 8mm	27
24418	ボールアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm	27
24419	ボールアバットメント 4.5/5.0 - 1mm	27
24420	ボールアバットメント 4.5/5.0 - 2mm	27
24421	ボールアバットメント 4.5/5.0 - 4mm	27
24422	ボールアバットメント 4.5/5.0 - 6mm	27
24423	ボールアバットメント 4.5/5.0 - 8mm	27
24424	アバットメントアダプター ショート	46
24439	アバットメントスクリュー アングルド 3.5/4.0 M1.6	23
24447	カバースクリュー 4.5/5.0 - 0mm	12
24448	カバースクリュー 4.5/5.0 - 1mm	12
24449	アバットメント スクリュー デザイン 3.5/4.0 M1.6	14,16,17
24493	ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 4, 0.5mm	20
24494	ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 4, 1mm	20
24495	ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 4, 2.5mm	20
24496	ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 4, 4mm	20
24497	ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 5, 1mm	20
24498	ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 5, 2.5mm	20
24499	ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 5, 4mm	20
24527	ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 0.5mm	20
24528	ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 1mm	20
24529	ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 2.5mm	20
24530	ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 4mm	20
24537	ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 1mm	20
24538	ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 2.5mm	20
24539	ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 4mm	20
24551	ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 4, 0.5mm	19
24552	ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 4, 1mm	19
24553	ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 4, 2.5mm	19
24554	ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 4, 4mm	19
24555	ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 5, 1mm	19
24556	ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 5, 2.5mm	19
24557	ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 5, 4mm	19
24558	ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 5, 0.5mm	19
24559	ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 5, 1mm	19
24560	ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 5, 2.5mm	19
24561	ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 5, 4mm	19
24562	ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 6, 1mm	19
24563	ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 6, 2.5mm	19
24564	ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 6, 4mm	19
24572	レンチアダプター	32
24573	アバットメント テプスゲージ	44
24574	ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.0, 2mm	13
24575	ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.5, 4mm	13
24576	ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.5, 6mm	13
24577	ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 2mm	13
24578	ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 4mm	13
24579	ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 6mm	13
24580	ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 6.5, 4mm	13
24581	ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 6.5, 6mm	13
24582	ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 2mm	13
24583	ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 4mm	13
24584	ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 6mm	13
24585	ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 2mm	13
24586	ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 4mm	13
24587	ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 6mm	13

商品コード	商品名	カタログ頁
24606	アングルドアバットメント 4.5/5.0 - NI 0.5mm	23
24607	アングルドアバットメント 4.5/5.0 - NI 2mm	23
24687	オステオトーム 5.0S ラウンド セット	35
24692	オステオトーム 5.0S コンケイブ セット	35
24693	オステオトーム トレー スモール	35
24734	SP ツイストドリル ϕ 3.85, 6-13mm	37
24735	SP パイロットドリル ϕ 2.0/3.2, 6-13mm	37
24737	SP ドリルキット 6-13mm	36
24777	ヒーリングアバットメント 3.0 - 4.0, 2mm	13
24778	ヒーリングアバットメント 3.0 - 4.0, 4mm	13
24788	タイデザイン 3.0 - 4.0, 1mm	16
24789	タイデザイン 3.0 - 4.0, 2mm	16
24790	タイデザイン 3.0 - 4.0, 15°	16
24795	パイロットドリル ϕ 2.0/2.7 ライトブルー	39
24796	ツイストドリル ϕ 2.7 ライトブルー ロング	38
24797	ツイストドリル ϕ 2.7 ライトブルー ショート	38
24798	ツイストドリル ϕ 2.85 シルバー ロング	38
24799	ツイストドリル ϕ 2.85 シルバー ショート	38
24800	コーティカルドリル ϕ 2.7/3.0 ライトブルー	39
24801	インプラント デブスゲージ, 6-19mm	33
24802	ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.4(2入り)	45
24803	FA 粘膜用パンチ 4.5/5.0	40
24857	ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.6(6入り)	45
24858	ラボ アバットメントスクリュー デザイン M2(6入り)	45
24859	ラボブリッジスクリュー ヘックス&スロット(各3入り)	45
24860	ラボアバットメントスクリュー アングルド(M1.6, M2.0各2入り)	45
24879	補綴用インスツルメント キット	42
24924	コニカルドリル ϕ 2.7/4.5 ショート	39
24925	コニカルドリル ϕ 2.7/4.5 ロング	39
24926	コニカルドリル ϕ 3.2/5.0 ショート	39
24927	コニカルドリル ϕ 3.2/5.0 ロング	39
24928	インプラント ピックアップ 4.5/5.0 NIショート	18
24929	インプラント ピックアップ 4.5/5.0 NIロング	18
24930	オッセオスピードTX 3.5S - 8mm	10
24931	オッセオスピードTX 3.5S - 9mm	10
24932	オッセオスピードTX 3.5S - 11mm	10
24933	オッセオスピードTX 3.5S - 13mm	10
24934	オッセオスピードTX 3.5S - 15mm	10
24935	オッセオスピードTX 3.5S - 17mm	10
24936	インプラント ピックアップ 3.5/4.0 NIショート	18
24937	インプラント ピックアップ 3.5/4.0 NIロング	18
24938	インプラント ピックアップ 4.5/5.0 ショート	18
24939	オッセオスピードTX 4.0S - 6mm	11
24940	オッセオスピードTX 4.0S - 8mm	11
24941	オッセオスピードTX 4.0S - 9mm	11
24942	オッセオスピードTX 4.0S - 11mm	11
24943	オッセオスピードTX 4.0S - 13mm	11
24944	オッセオスピードTX 4.0S - 15mm	11
24945	オッセオスピードTX 4.0S - 17mm	11
24946	インプラント ピックアップ 4.5/5.0 ロング	18
24947	インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ショート	18
24948	インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ロング	18
24949	インプラント ピックアップ 3.0 ロング	18
24950	インプラント ピックアップ 3.0 ショート	18
24951	オッセオスピードTX 4.5 - 9mm	11
24952	オッセオスピードTX 4.5 - 11mm	11

商品コード	商品名	カタログ頁
24953	オッセオスピードTX 4.5 - 13mm	11
24954	オッセオスピードTX 4.5 - 15mm	11
24955	オッセオスピードTX 4.5 - 17mm	11
24956	インプラントトランスファー 4.5/5.0 ショート	18
24957	インプラントトランスファー 4.5/5.0 ロング	18
24958	インプラントトランスファー 3.0 ロング	18
24959	インプラントトランスファー 3.5/4.0 ショート	18
24960	インプラントトランスファー 3.5/4.0 ロング	18
24961	オッセオスピードTX 5.0 - 9mm	11
24962	オッセオスピードTX 5.0 - 11mm	11
24963	オッセオスピードTX 5.0 - 13mm	11
24964	オッセオスピードTX 5.0 - 15mm	11
24965	オッセオスピードTX 5.0 - 17mm	11
24966	インプラントガイドピン 4.5/5.0 ショート	18
24967	インプラントガイドピン 4.5/5.0 ロング	18
24968	インプラントガイドピン 3.5/4.0 ショート	18
24969	インプラントガイドピン 3.5/4.0 ロング	18
24970	インプラントガイドピン 3.0 ショート	18
24971	オッセオスピードTX 5.0S - 9mm	11
24972	オッセオスピードTX 5.0S - 11mm	11
24973	オッセオスピードTX 5.0S - 13mm	11
24974	オッセオスピードTX 5.0S - 15mm	11
24975	オッセオスピードTX 5.0S - 17mm	11
24976	インプラントガイドピン 3.0 ロング	18
24977	インプラントレプリカ 3.0	18
24978	インプラントレプリカ 3.5/4.0	18
24979	インプラントレプリカ 4.5/5.0	18
24980	サージカルインスツルメント キット	31
24982	オッセオスピードTX 3.0S - 11mm	10
24983	オッセオスピードTX 3.0S - 13mm	10
24984	オッセオスピードTX 3.0S - 15mm	10
24991	SP ツイストドリル ϕ 2.0 ロング	37
24992	SP ツイストドリル ϕ 2.0 ショート	37
24993	SP ツイストドリル ϕ 2.7 ロング	37
24994	SP ツイストドリル ϕ 2.7 ショート	37
24995	SP ツイストドリル ϕ 2.85 ロング	37
24996	SP ツイストドリル ϕ 2.85 ショート	37
24997	SP パイロットドリル ϕ 2.0/2.7	37
24998	SP コーティカルドリル ϕ 2.7/3.0 ショート	37
24999	SP コニカルドリル ϕ 2.7/4.5 ショート	37
25000	SP コニカルドリル ϕ 2.7/4.5 ロング	37
25001	SP コニカルドリル ϕ 3.2/5.0 ショート	37
25002	SP コニカルドリル ϕ 3.2/5.0 ロング	37
25007	インプラントドライバー 3.0 ショート	32
25008	インプラントドライバー 3.0 ロング	32
25009	インプラントドライバー 3.5/4.0 ショート	32
25010	インプラントドライバー 3.5/4.0 ロング	32
25011	インプラントドライバー 4.5/5.0 ショート	32
25012	インプラントドライバー 4.5/5.0 ロング	32
25015	テンポラリーアバットメント 4.5/5.0	14
25016	テンポラリーアバットメント 4.5/5.0 NI	14
25017	ヒーリングアバットメント 3.0-4.0, 6mm	13
25018	テンポラリーアバットメント 3.0	14
31267	FA 粘膜用パンチ 3.5/4.0	40

50音順

商品名	商品コード	カタログ頁	商品名	商品コード	カタログ頁
20°/45°ユニアバットメント トランスファー	22068	24	SP ツイストドリル φ2.0 ロング	24991	37
20°プロヒールキャップ 4.3	24162	23	SP ツイストドリル φ2.7 ショート	24994	37
20°プロヒールキャップ 5.5 ショート	24158	23	SP ツイストドリル φ2.7 ロング	24993	37
20°プロヒールキャップ 5.5 ロング	24159	23	SP ツイストドリル φ2.85 ショート	24996	37
20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 0.5mm	24384	22	SP ツイストドリル φ2.85 ロング	24995	37
20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 1mm	24385	22	SP ツイストドリル φ3.35 ショート	22908	37
20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 2mm	24386	22	SP ツイストドリル φ3.35 ロング	22909	37
20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 4mm	24387	22	SP ツイストドリル φ3.7 ショート	22910	37
20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 6mm	24388	22	SP ツイストドリル φ3.7 ロング	22911	37
20°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 8mm	24389	22	SP ツイストドリル φ3.7, 6-13mm	24199	37
20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm	24398	22	SP ツイストドリル φ3.85 ショート	22912	37
20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 1mm	24399	22	SP ツイストドリル φ3.85 ロング	22913	37
20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 2mm	24400	22	SP ツイストドリル φ3.85, 6-13mm	24734	37
20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 4mm	24401	22	SP ツイストドリル φ4.2 ショート	22957	37
20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 6mm	24402	22	SP ツイストドリル φ4.2 ロング	22958	37
20°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 8mm	24403	22	SP ツイストドリル φ4.7 ショート	22959	37
20°ユニアバットメント ビックアップ 4.3	22882	24	SP ツイストドリル φ4.7 ロング	22960	37
20°ユニアバットメント ビックアップ 5.5	22876	24	SP ツイストドリル φ4.85 ショート	22961	37
45°プロヒールキャップ 4.3	24163	23	SP ツイストドリル φ4.85 ロング	22962	37
45°プロヒールキャップ 5.5 ショート	24160	23	SP ドリルキット 6-13mm	24737	36
45°プロヒールキャップ 5.5 ロング	24161	23	SP ドリルキット 8-13mm ショート	22898	36
45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 0.5mm	24392	22	SP ドリルキット 8-19mm ロング	22899	36
45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 1mm	24393	22	SP バイロットドリル φ2.0/2.7	24997	37
45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 2mm	24394	22	SP バイロットドリル φ2.0/3.2 ショート	22904	37
45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 4mm	24395	22	SP バイロットドリル φ2.0/3.2 ロング	22905	37
45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 6mm	24396	22	SP バイロットドリル φ2.0/3.2, 6-13mm	24735	37
45°ユニアバットメント 3.5/4.0 - 8mm	24397	22	SP バイロットドリル φ3.2/3.7 ショート	22906	37
45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm	24406	22	SP バイロットドリル φ3.2/3.7 ロング	22907	37
45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 1mm	24407	22	SP バイロットドリル φ3.7/4.2 ショート	22963	37
45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 2mm	24408	22	TW コネクタ アダプター	24097	42
45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 4mm	24409	22	TW ディスマントルツール	24099	42
45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 6mm	24410	22	TW ビット スロット ショート	24095	42
45°ユニアバットメント 4.5/5.0 - 8mm	24411	22	TW ビット スロット ロング	24096	42
45°ユニアバットメント ビックアップ 4.3	22883	24	TW ビット ヘックス ショート	24093	42
45°ユニアバットメント ビックアップ 5.5	22878	24	TW ビット ヘックス ロング	24094	42
DA インプレッションピックアップ 4	22710	20	TW ルブリカント	24098	42
DA インプレッションピックアップ 5	22711	20	アバットメント スクリュー デザイン 3.5/4.0 M1.6	24449	14,16,17
DA インプレッションピックアップ 6	22712	20	アバットメント スクリュー デザイン 4.5/5.0 M2	24209	16,17
DA キャリア 4	24137	20	アバットメント デブスゲージ	24573	44
DA キャリア 5	24138	20	アバットメントアダプター ショート	24424	46
DA キャリア 6	24139	20	アバットメントアダプター ロング	24370	46
DA バーンアウトシリンドー 4	22372	20	アバットメントガイドピン M1.4 - 13mm	22190	24
DA バーンアウトシリンドー 5	22373	20	アバットメントガイドピン M1.4 - 16mm	22197	24
DA バーンアウトシリンドー 6	22379	20	アバットメントガイドピン M1.4 - 19mm	22198	24
DA ヒーリングキャップ 4	22720	20	アバットメントガイドピン M1.4 - 22mm	22199	24
DA ヒーリングキャップ 5	22721	20	アバットメントスクリュー 3.0 M1.4	24189	14,16
DA ヒーリングキャップ 6	22722	20	アバットメントスクリュー アングルド 3.5/4.0 M1.6	24439	23
DA メタルキャリア 4	22850	20,47	アバットメントスクリュー アングルド 4.5/5.0 M2	22487	23
DA レブリカ 4	22054	20	アバットメントレブリカ アングルド	24227	24
DA レブリカ 5	22064	20	アバットメントレブリカ ユニ 20°	22069	24
DA レブリカ 6	22065	20	アバットメントレブリカ ユニ 45°	22070	24
ODシリンドー ユニ 20°	22182	29	アングルドアバットメント 3.5/4.0 - 0.8mm	24245	23
ODシリンドー ユニ 45°	22183	29	アングルドアバットメント 3.5/4.0 - 2mm	24246	23
オリング アバットメントアダプター用(10入り)	22376	46	アングルドアバットメント 3.5/4.0 - NI 0.8mm	24347	23
オリング インプラントアダプター用(10入り)	22375	46	アングルドアバットメント 3.5/4.0 - NI 2mm	24348	23
オリング キャリアエクステンション/TWビット用(10入り)	22416	42	アングルドアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm	24247	23
オリング スペーサー ボールアバットメント用(10入り)	22084	28	アングルドアバットメント 4.5/5.0 - 2mm	24248	23
FA 粘膜用パンチ 3.5/4.0	31267	40	アングルドアバットメント 4.5/5.0 - NI 0.5mm	24606	23
FA 粘膜用パンチ 4.5/5.0	24803	40	アングルドアバットメント 4.5/5.0 - NI 2mm	24607	23
SP コーティカルドリル φ2.7/3.0 ショート	24998	37	アングルドアバットメント ビックアップ	24254	24
SP コーティカルドリル φ3.2/3.5 ショート	22914	37	インプラント デブスゲージ, 6-19mm	24801	33
SP コーティカルドリル φ3.2/3.5 ロング	22915	37	インプラント トランスファー 3.0 ロング	24958	18
SP コーティカルドリル φ3.7/4.0 ショート	22916	37	インプラント トランスファー 3.5/4.0 ショート	24959	18
SP コーティカルドリル φ3.7/4.0 ロング	22917	37	インプラント トランスファー 3.5/4.0 ロング	24960	18
SP コーティカルドリル φ4.7/5.0 ショート	22964	37	インプラント トランスファー 4.5/5.0 ショート	24956	18
SP コニカルドリル φ2.7/4.5 ショート	24999	37	インプラント トランスファー 4.5/5.0 ロング	24957	18
SP コニカルドリル φ2.7/4.5 ロング	25000	37	インプラント ビックアップ 3.0 ショート	24950	18
SP コニカルドリル φ3.2/4.5 ショート	22921	37	インプラント ビックアップ 3.0 ロング	24949	18
SP コニカルドリル φ3.2/4.5 ロング	22922	37	インプラント ビックアップ 3.5/4.0 NI ショート	24936	18
SP コニカルドリル φ3.2/5.0 ショート	25001	37	インプラント ビックアップ 3.5/4.0 NI ロング	24937	18
SP コニカルドリル φ3.2/5.0 ロング	25002	37	インプラント ビックアップ 3.5/4.0 ショート	24947	18
SP コニカルドリル φ3.7/5.0 ショート	22923	37	インプラント ビックアップ 3.5/4.0 ロング	24948	18
SP コニカルドリル φ3.7/5.0 ロング	22924	37	インプラント ビックアップ 4.5/5.0 NI ショート	24928	18
SP ツイストドリル φ2.0 ショート	24992	37	インプラント ビックアップ 4.5/5.0 NI ロング	24929	18

商品名	商品コード	カタログ頁
インプラント ビックアップ 4.5/5.0 ショート	24938	18
インプラント ビックアップ 4.5/5.0 ロング	24946	18
インプラント レプリカ 3.0	24977	18
インプラント レプリカ 3.5/4.0	24978	18
インプラント レプリカ 4.5/5.0	24979	18
インプラントアダプター M1.6 ショート	24193	46
インプラントアダプター M1.6 ロング	24194	46
インプラントアダプター M2 ショート	24369	46
インプラントアダプター M2 ロング	24368	46
インプラントガイドピン 3.0 ショート	24970	18
インプラントガイドピン 3.0 ロング	24976	18
インプラントガイドピン 3.5/4.0 ショート	24968	18
インプラントガイドピン 3.5/4.0 ロング	24969	18
インプラントガイドピン 4.5/5.0 ショート	24966	18
インプラントガイドピン 4.5/5.0 ロング	24967	18
インプラントドライバー 3.0 ショート	25007	32
インプラントドライバー 3.0 ロング	25008	32
インプラントドライバー 3.5/4.0 ショート	25009	32
インプラントドライバー 3.5/4.0 ロング	25010	32
インプラントドライバー 4.5/5.0 ショート	25011	32
インプラントドライバー 4.5/5.0 ロング	25012	32
インプラントリトリバー	22192	47
オステオーム 5.0S コンケイブ セット	24692	35
オステオーム 5.0S ラウンド セット	24687	35
オステオーム キット	22956	34
オステオーム コンケイブ セット	22947	34
オステオーム トレー スモール	24693	35
オステオーム トレー ラージ	22953	35
オステオーム マレット	22955	34
オステオーム ラウンド セット	22937	34
オッセオスピードTX 3.0S - 11mm	24982	10
オッセオスピードTX 3.0S - 13mm	24983	10
オッセオスピードTX 3.0S - 15mm	24984	10
オッセオスピードTX 3.5S - 11mm	24932	10
オッセオスピードTX 3.5S - 13mm	24933	10
オッセオスピードTX 3.5S - 15mm	24934	10
オッセオスピードTX 3.5S - 17mm	24935	10
オッセオスピードTX 3.5S - 8mm	24930	10
オッセオスピードTX 3.5S - 9mm	24931	10
オッセオスピードTX 4.0S - 11mm	24942	11
オッセオスピードTX 4.0S - 13mm	24943	11
オッセオスピードTX 4.0S - 15mm	24944	11
オッセオスピードTX 4.0S - 17mm	24945	11
オッセオスピードTX 4.0S - 6mm	24939	11
オッセオスピードTX 4.0S - 8mm	24940	11
オッセオスピードTX 4.0S - 9mm	24941	11
オッセオスピードTX 4.5 - 11mm	24952	11
オッセオスピードTX 4.5 - 13mm	24953	11
オッセオスピードTX 4.5 - 15mm	24954	11
オッセオスピードTX 4.5 - 17mm	24955	11
オッセオスピードTX 4.5 - 9mm	24951	11
オッセオスピードTX 5.0 - 11mm	24962	11
オッセオスピードTX 5.0 - 13mm	24963	11
オッセオスピードTX 5.0 - 15mm	24964	11
オッセオスピードTX 5.0 - 17mm	24965	11
オッセオスピードTX 5.0 - 9mm	24961	11
オッセオスピードTX 5.0S - 11mm	24972	11
オッセオスピードTX 5.0S - 13mm	24973	11
オッセオスピードTX 5.0S - 15mm	24974	11
オッセオスピードTX 5.0S - 17mm	24975	11
オッセオスピードTX 5.0S - 9mm	24971	11
ガイドドリル	22800	38
カバースクリュー 3.0 - 0mm	24198	12
カバースクリュー 3.5/4.0 - 0mm	24328	12
カバースクリュー 3.5/4.0 - 1mm	24329	12
カバースクリュー 4.5/5.0 - 0mm	24447	12
カバースクリュー 4.5/5.0 - 1mm	24448	12
キャストデザイン 3.5/4.0	22843	17
キャストデザイン 4.5/5.0	22844	17
キャリアエクステンション ショート	24134	44
キャリアエクステンション ロング	24135	44
グライディングデバイス シリンダー	22820	45
グライディングデバイス ユニ20°	22170	45
グライディングハンドル	22740	45
コーティカルドリル φ2.7/3.0 ライトブルー	24800	39
コーティカルドリル φ3.2/3.5 グリーン	22815	39

商品名	商品コード	カタログ頁
コーティカルドリル φ3.7/4.0 ブラック	22816	39
コーティカルドリル φ4.7/5.0 ブルー	22469	39
コニカルドリル φ2.7/4.5 ショート	24924	39
コニカルドリル φ2.7/4.5 ロング	24925	39
コニカルドリル φ3.2/4.5 グリーン ショート	22894	39
コニカルドリル φ3.2/4.5 グリーン ロング	22895	39
コニカルドリル φ3.2/5.0 ショート	24926	39
コニカルドリル φ3.2/5.0 ロング	24927	39
コニカルドリル φ3.7/5.0 ブラック ショート	22896	39
コニカルドリル φ3.7/5.0 ブラック ロング	22897	39
サージカルインスツルメント キット	24980	31
サージカルトリ	24349	31
スレッドタップ 1.4mm	22871	46
スレッドタップ 1.6mm	22873	46
スレッドタップ 2.0mm	22875	46
スロット CA ドライバー ショート	22688	44
スロット CA ドライバー ロング	22689	44
スロット スクリュードライバー インターメディアイト	22507	44
スロット スクリュードライバー ショート	22506	44
スロット スクリュードライバー ロング	22508	44
セミバーンアウトシリンダー アンギルド	24243	25
セミバーンアウトシリンダー ユニ 20°	22184	25
セミバーンアウトシリンダー ユニ 45°	22185	25
タイデザイン 3.0 - 4.0, 15°	24790	16
タイデザイン 3.0 - 4.0, 1mm	24788	16
タイデザイン 3.0 - 4.0, 2mm	24789	16
タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 1.5mm	24285	16
タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 20°	24291	16
タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 3mm	24286	16
タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 1.5mm	24287	16
タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 20°	24292	16
タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 3mm	24288	16
タイデザイン 3.5/4.0 - 6.5, 1.5mm	24289	16
タイデザイン 3.5/4.0 - 6.5, 3mm	24290	16
タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 1.5mm	24235	16
タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 20°	24239	16
タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 3mm	24236	16
タイデザイン 4.5/5.0 - 6.5, 1.5mm	24237	16
タイデザイン 4.5/5.0 - 6.5, 3mm	24238	16
ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 4, 0.5mm	24493	20
ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 4, 1mm	24494	20
ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 4, 2.5mm	24495	20
ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 4, 4mm	24496	20
ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 5, 1mm	24497	20
ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 5, 2.5mm	24498	20
ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 - 5, 4mm	24499	20
ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 0.5mm	24527	20
ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 1mm	24528	20
ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 2.5mm	24529	20
ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 4mm	24530	20
ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 1mm	24537	20
ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 2.5mm	24538	20
ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 4mm	24539	20
ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 4, 0.5mm	24551	19
ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 4, 1mm	24552	19
ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 4, 2.5mm	24553	19
ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 4, 4mm	24554	19
ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 5, 1mm	24555	19
ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 5, 2.5mm	24556	19
ダイレクトアバットメントAPI 3.5/4.0 - 5, 4mm	24557	19
ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 5, 0.5mm	24558	19
ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 5, 1mm	24559	19
ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 5, 2.5mm	24560	19
ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 5, 4mm	24561	19
ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 6, 2.5mm	24563	19
ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 6, 4mm	24564	19
ダイレクトアバットメントAPI 4.5/5.0 - 6, 1mm	24562	19
ツイストドリル φ2.0 ショート	22887	38
ツイストドリル φ2.0 ロング	22886	38
ツイストドリル φ2.5 レッド ショート	22802	38
ツイストドリル φ2.5 レッド ロング	22801	38
ツイストドリル φ2.7 ライトブルー ショート	24797	38
ツイストドリル φ2.7 ライトブルー ロング	24796	38
ツイストドリル φ2.85 シルバー ショート	24799	38
ツイストドリル φ2.85 シルバー ロング	24798	38
ツイストドリル φ3.2 グリーン ショート	22811	38

商品名	商品コード	カタログ頁
ツイストドリル φ3.2 グリーン ロング	22807	38
ツイストドリル φ3.35 ライラック ショート	22812	38
ツイストドリル φ3.35 ライラック ロング	22808	38
ツイストドリル φ3.7 ブラック ショート	22813	38
ツイストドリル φ3.7 ブラック ロング	22809	38
ツイストドリル φ3.85 ブラウン ショート	22814	38
ツイストドリル φ3.85 ブラウン ロング	22810	38
ツイストドリル φ4.2 イエロー ショート	22463	38
ツイストドリル φ4.2 イエロー ロング	22462	38
ツイストドリル φ4.7 ブルー ショート	22465	38
ツイストドリル φ4.7 ブルー ロング	22464	38
ツイストドリル φ4.85 ピンク ショート	22467	38
ツイストドリル φ4.85 ピンク ロング	22466	38
ディレクションインジケータ 2.0/3.2	22434	32
テンポラリアバットメント 3.0	25018	14
テンポラリアバットメント 3.5/4.0	24281	14
テンポラリアバットメント 3.5/4.0 NI	24280	14
テンポラリアバットメント 4.5/5.0	25015	14
テンポラリアバットメント 4.5/5.0 NI	25016	14
テンポラリアシリンドア アングルド	22447	25
テンポラリアシリンドア ユニ 20°	22060	25
テンポラリアシリンドア ユニ 45°	22061	25
ドライバーハンドル	24358	32
ドリルエクステンション	22520	39
ドリルセット	24264	38
トルクレンチ	24075	42,43
トルクレンチ キット	24100	42
トレフィンドリル φ3.5mm	22884	47
トレフィンドリル φ4.0mm	22885	47
トレフィンドリル φ5.0mm	22890	47
バーンアウトシリンドア アングルド	22448	25
バーンアウトシリンドア ユニ 20°	22186	25
バーンアウトシリンドア ユニ 45°	22187	25
パイロットドリル φ2.0/2.7 ライトブルー	24795	39
パイロットドリル φ2.0/3.2 グリーン	24207	39
パイロットドリル φ2.5/3.2 グリーン	22803	39
パイロットドリル φ3.2/3.7 ブラック	22805	39
パイロットドリル φ3.7/4.2 イエロー	22468	39
ハンドピースコネクタ キャリア	24133	44
ヒーリングアバットメント 3.0 - 4.0, 2mm	24777	13
ヒーリングアバットメント 3.0 - 4.0, 4mm	24778	13
ヒーリングアバットメント 3.0-4.0, 6mm	25017	13
ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.0, 2mm	24574	13
ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.5, 4mm	24575	13
ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.5, 6mm	24576	13
ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 2mm	24577	13
ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 4mm	24578	13
ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 6mm	24579	13
ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 6.5, 4mm	24580	13
ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 6.5, 6mm	24581	13
ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 2mm	24582	13
ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 4mm	24583	13
ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 6mm	24584	13
ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 2mm	24585	13
ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 4mm	24586	13

商品名	商品コード	カタログ頁
ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 6mm	24587	13
ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 10mm	24378	12
ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 2mm	24374	12
ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 4mm	24375	12
ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 6mm	24376	12
ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 8mm	24377	12
ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 10mm	24383	12
ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 2mm	24379	12
ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 4mm	24380	12
ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 6mm	24381	12
ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 8mm	24382	12
ヒーリングキャップ アングルド	24092	23
フォーセツプス(94mm)	22437	33
フラグメントフォーク シン 1.0mm	22122	47
フラグメントフォーク ワイド 1.4mm	22632	47
ブリッジスクリユー M1.4 スロット	22167	23,25
ブリッジスクリユー M1.4 ヘックス	22435	25
ヘックス CADドライバー ショート	22548	33,43
ヘックス CADドライバー ロング	22549	33,43
ヘックス スクリュードライバー インターメディアイト	22515	33,43
ヘックス スクリュードライバー ショート	22514	33,43
ヘックス スクリュードライバー ロング	22516	33,43
ボウル, チタン製	22137	33
ボールアバットメント 3.5/4.0 - 1mm	24413	27
ボールアバットメント 3.5/4.0 - 2mm	24414	27
ボールアバットメント 3.5/4.0 - 4mm	24415	27
ボールアバットメント 3.5/4.0 - 6mm	24416	27
ボールアバットメント 3.5/4.0 - 8mm	24417	27
ボールアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm	24418	27
ボールアバットメント 4.5/5.0 - 1mm	24419	27
ボールアバットメント 4.5/5.0 - 2mm	24420	27
ボールアバットメント 4.5/5.0 - 4mm	24421	27
ボールアバットメント 4.5/5.0 - 6mm	24422	27
ボールアバットメント 4.5/5.0 - 8mm	24423	27
ボールアバットメント ピックアップ	22439	28
ボールアバットメント レプリカ	22505	28
ボールレンチ	24367	28,47
ポリッシングプロテクター ユニ20°(10入り)	22471	45
ポリッシングプロテクター ユニ45°(10入り)	22474	45
ユニアバットメント リトリバー	22429	46
ラチェットレンチ	24357	32
ラボ アバットメントスクリユー アングルド(M1.6,M2.0各2入り)	24860	45
ラボ アバットメントスクリユー デザイン M1.4(2入り)	24802	45
ラボ アバットメントスクリユー デザイン M1.6(6入り)	24857	45
ラボ アバットメントスクリユー デザイン M2(6入り)	24858	45
ラボ ブリッジスクリユー ヘックス&スロット(各3入り)	24859	45
リムーバルツール M1.4 ショート	24021	46
リムーバルツール M1.4 ロング	24037	46
レンチ	22124	33,47
レンチアダプター	24572	32
補綴用インスツルメント キット	24879	42
補綴用インスツルメント トレー	22495	42

トルクガイド

推奨締め付けトルク

製品種類

トルク-Ncm

● X-スモール

● スモール

● ラージ

製品種類	製品種類	X-スモール	スモール	ラージ
インプラント 埋入	 <p>3.0S 3.5S 4.0S 4.5 5.0 5.0S</p>	35	35	35
カバースクリュー				
ヒーリングアバットメント		マニュアル*	マニュアル*	マニュアル*
ヒーリングアバットメントユニ				
プロヒールキャップ				
ヒーリングキャップアングルド				
テンポラリーアバットメント		15	15	15
ユニアバットメント		—	15	15
ブリッジスクリュー		—	15	15
タイデザイン		15**	20	25
キャストデザイン				
アングルドアバットメント				
ダイレクトアバットメント		—	25	25
ボールアバットメント				

* スクリュードライバーを用い手指の軽い力 (5-10Ncm) で締めつける。ラチェットレンチ、トルクレンチは使用しないで下さい。

** 3.0Sに使用できるアバットメントはタイデザインのみとなります。

クラス分類	販売名	一般的名称コード	一般的名称	承認・認証・届出番号
Ⅲ	アストラテック インプラント	42348000	歯科用インプラントフィクスチャ	20700BZG00070000
Ⅲ	アストラテック インプラント 補綴用コンポーネントS	70910000	歯科用インプラントアバットメント	20800BZG00033000
Ⅲ	アストラテック インプラント 補綴用コンポーネントN	70910000	歯科用インプラントアバットメント	20800BZG00034000
Ⅲ	オッセオスピード	42348000	歯科用インプラントフィクスチャ	22300BZI00015000
Ⅲ	アストラテック インプラント 補綴用コンポーネント	70910000	歯科用インプラントアバットメント	22400BZI00003000
Ⅲ	アストラテック インプラント 暫間用アバットメント	70910000	歯科用インプラントアバットメント	22400BZX00329000
Ⅲ	オッセオスピード TX プロファイル	70909000	歯科用インプラントシステム	22500BZI00001000
Ⅲ	アストラテック ロケーターアバットメント	70910000	歯科用インプラントアバットメント	22800BZX00143000
Ⅱ	ロケーター インサート	38577000	歯科用精密バーアタッチメント	228AMBZX00002000
Ⅱ	アストラテック インプラント 単回使用ドリル	36249002	単回使用整形外科用バー	223AMBZI00002000
Ⅱ	アストラテック インプラント 外科及び補綴用インスツルメント	70965002	電動式歯科用インプラント手術器具	223AMBZX00003000
Ⅱ	アストラテック インプラント 補綴用上部構造体	70819000	歯科インプラント用上部構造材	225AMBZX00001000
Ⅱ	ODシリンダー	70819000	歯科インプラント用上部構造材	225AMBZX00004000
Ⅱ	セミバーンアウトシリンダー	70819000	歯科インプラント用上部構造材	225AMBZX00005000
Ⅰ	アストラテック インプラント インスツルメント	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05000
Ⅰ	アストラテック インプラント 技工用器具	70757000	歯科インプラント技工用器材	13B1X10236Y05010
Ⅰ	アストラテック オステオトーム	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05020
Ⅰ	FA インスツルメント	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05030
Ⅰ	アストラテック インプラント 補綴用器具	70722000	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05040
Ⅰ	FA固定用スクリューセット	35095000	手術用ドリルビットガイド	13B1X10236Y05050
Ⅰ	ロケーター 技工用器具	70757000	歯科インプラント技工用器材	13B1X10236Y05430
Ⅰ	ロケーター 補綴用器具	70722000	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05440

デンツプライシロナ インプラントについて

デンツプライシロナ インプラントは、アンキロス、アストラテックインプラントシステム、およびザイブのインプラント等のラインアップ、患者固有のアトランティス ソリューションやシムプラントガイドドサージェリーなどのデジタル技術、およびステップスなどの専門的なビジネス開発プログラムを含む、インプラント治療のすべてのフェーズに対応した包括的なソリューションを提供しています。デンツプライシロナインプラントは、歯科医療従事者のために必要な価値を創出し、予知性が高く長期に安定したインプラント治療を実現し患者の QOL の向上を目指しています。

デンツプライシロナについて

デンツプライシロナは、世界最大級の歯科向け製品およびテクノロジーのメーカーで、世界の歯科業界と患者に向け、革新的なサービスを130年にわたり提供しています。デンツプライシロナは、世界的ブランドの強力なポートフォリオの下、歯科製品および口腔衛生製品を含む包括的なソリューション、並びにその他の医療用消費器材を開発、製造、および販売しています。

デンタルソリューションカンパニーとしてのデンツプライシロナの製品は、革新的で高品質かつ効果的なソリューションを提供することにより、患者のケアを向上させ、より優れた安全かつスピーディーな歯科治療を実現します。デンツプライシロナはペンシルベニア州ヨークに本社を構え、オーストリアのザルツブルグに海外事業本部を構えています。同社の株式は、XRAY 銘柄で米国 NASDAQ に上場しています。

デンツプライシロナおよび同社製品の詳細については、www.dentsplysirona.com を参照してください。