


Atlantis[®] Healing Abutment

Das Atlantis Healing Abutment wurde auf Grundlage des geplanten endgültigen Atlantis Abutment und Kronen-Designs unter Verwendung des selben Emergenzprofils entworfen. Dies ermöglicht es, auf einfache Weise ein ästhetisches Ergebnis während der Heilungsphase des Weichgewebes zu erreichen.

Für den temporären Einsatz während der Weichgewebeheilung nach einer zweizeitigen Behandlung.

Die Orale-Markierung zeigt die Position an.



Material und Standard-Einstellungen

Titan oder goldfarbenes Titan

Emergenzbreite - Immer vollanatomisch (wie bei der endgültigen Versorgung)

Kragenhöhe - 3,0 mm

Höhe über dem Weichgewebe ~2,5 mm

Atlantis® Healing Abutment

Das ideale Emergenzprofil wird auf das endgültige Atlantis-Abutment übertragen, wodurch die Beeinträchtigung der Schleimhaut beim Einsetzen der endgültigen Versorgung minimiert wird. Dies erhöht den Patientenkomfort und beschleunigt das restaurative Verfahren.



Während der Einheilphase kann ein ideales Emergenzprofil erstellt werden. (Design basierend auf dem geplanten finalen Atlantis Abutment und Krone).



Leicht zu übertragen oder auf das endgültige Atlantis Abutment anzupassen. (Das Dentallabor kann die Krone mit der Option Atlantis Core File herstellen).



Minimale Interferenz der Schleimhaut bei der Montage des endgültigen Sekundärteils und der Krone.