

## Atlantis® Abutments Übersicht zur Implantatkompatibilität



Hersteller	Implantat	Atlantis Healing Abutment		Atlantis Abutment		Atlantis Crown <sup>2</sup>		Atlantis Patientenindividuelle Lösung – Atlantis Abutment & Atlantis Crown <sup>2</sup>		Atlantis Crown Abutment		Atlantis Conus Abutment	
						Cut-back or Full-contour		Cut-back or Full-contour		Cut-back		Custom	Over-denture
		Abutment material											
		Titan und goldfarbenedes Titan	Titan und goldfarbenedes Titan	Zirkon-dioxid	Titan und goldfarbenedes Titan	Zirkon-dioxid <sup>1</sup>	Titan und goldfarbenedes Titan	Abgewinkelter Schraub-zugang	Titan	Zirkon-dioxid	Titan und goldfarbenedes Titan	Titan	
Dentsply Sirona	<b>INTERNE VERBINDUNG</b>												
	<b>EV Connection: PrimeTaper EV Implant / OmniTaper EV Implant / Astra Tech Implant EV</b>												
	PrimeTaper EV 3.0 – (XS) Green	x	x		x		x	x	x				
	PrimeTaper EV 3.6 – (S) Purple	x	x		x		x	x	x		x	x	
	PrimeTaper EV 4.2 – (M) Yellow	x	x		x		x	x	x		x	x	
	PrimeTaper EV 4.8 – (L) Blue	x	x		x		x	x	x		x	x	
	PrimeTaper EV 5.4 – (L) Blue	x	x		x		x	x	x		x	x	
	OmniTaper EV 3.0 – (XS) Green	x	x		x		x	x	x				
	OmniTaper EV 3.4 – (S) Purple	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	OmniTaper EV 3.8 – (M) Yellow	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	OmniTaper EV 4.5 – (L) Blue	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	OmniTaper EV 5.5 – (XL) Brown	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	Astra Tech Implant EV 3.0 – (XS) Green	x	x		x		x	x	x				
	Astra Tech Implant EV 3.6 – (S) Purple	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	Astra Tech Implant EV 4.2 – (M) Yellow	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	Astra Tech Implant EV 4.8 – (L) Blue	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	Astra Tech Implant EV 5.4 – (XL) Brown	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	<b>Astra Tech Implant EV Profile</b>												
	Astra Tech Implant EV Profile 4.2 Yellow	x	x	x	x		x	x	x			x	x
	Astra Tech Implant EV Profile 4.8 Blue	x	x	x	x		x	x	x			x	x
	<b>Astra Tech Implant System TX</b>												
	OsseoSpeed/OsseoSpeed TX 3.0 – Yellow	x	x		x		x	x	x				
	OsseoSpeed/OsseoSpeed TX 3.5, 4.0 – Aqua	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	OsseoSpeed/OsseoSpeed TX 4.5, 5.0 – Lilac	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	OsseoSpeed TX Profile 4.5, 5.0	x	x		x		x		x			x	x
	OsseoSpeed 4.0 – Blue (Previous)											x	
	<b>Xive / Frialit</b>												
Xive S 3.0	x	x		x		x	x	x					
Xive S 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x	
Frialit 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Ankylos</b>													
Ankylos C/X – C/ 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (non-indexed)		x	x	x							x		
Ankylos C/X – /X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (indexed)	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x				x	x	
MIS	<b>MIS</b>												
	<b>INTERNE VERBINDUNG</b>												
	C1 NP 3.3	x	x		x		x	x	x			x	x
	C1 SP 3.75, 4.2	x	x		x		x	x	x			x	x
	C1 WP 5.0	x	x		x		x	x	x			x	x
	M4 NP 3.3	x	x		x		x	x	x			x	x
	M4 SP 3.75, 4.2	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	M4 WP 5.0, 6.0	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	SEVEN NP 3.3	x	x		x		x	x	x			x	x
	SEVEN SP 3.75, 4.2	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	SEVEN WP 5.0, 6.0	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	V3 NP 3.3	x	x		x		x	x	x			x	x
	V3 SP 3.9, 4.3, 5.0	x	x		x		x	x	x			x	x

Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

Bitte umblättern ➔

<sup>1</sup> Hergestellt in Waltham, USA. Produktionszeit: bis zu 5–10 zusätzliche Arbeitstage möglich.

<sup>2</sup> Einschließlich Zirkonoxid-Kronen und Atlantis Temporary Crowns aus PMMA.

**Hinweis:** Hinweis: Das Atlantis-Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter nach der Verfügbarkeit.

Hersteller	Implantat	Atlantis Healing Abutment	Atlantis Abutment			Atlantis Crown <sup>2</sup>		Atlantis Patientenindividuelle Lösung – Atlantis Abutment & Atlantis Crown <sup>2</sup>		Atlantis Crown Abutment		Atlantis Conus Abutment	
						Cut-back or Full-contour		Cut-back or Full-contour		Cut-back		Custom	Over-denture
		Abutment material											
		Titan und goldfarbenes Titan	Titan und goldfarbenes Titan	Zirkonoxid	Titan und goldfarbenes Titan	Zirkonoxid <sup>1</sup>	Titan und goldfarbenes Titan	Abgewinkelter Schraubzugang	Titan	Zirkonoxid	Titan und goldfarbenes Titan	Titan	
BioHorizons	<b>BioHorizons</b>												
	<b>INTERNE VERBINDUNG</b>												
	Internal 3.5, 4.5, 5.7	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	Tapered Internal 3.5, 4.5, 5.7	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
Biomet 3i	<b>Biomet 3i</b>												
	<b>INTERNE VERBINDUNG</b>												
	Certain 4/3, 5/4	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x		x	x	x	x	x
	Certain 3.25, 4.0, 5.0, 6.0	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x		x	x	x	x	x
	Certain Prevail 3/4/3 (3.4), 4/5/4, 5/6/5, 4/3, 5/4, 6/5	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x		x	x	x	x	x
	Certain XP 4/5, 5/6	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x		x	x	x	x	x
	<b>EXTERNE VERBINDUNG</b>												
	Miniplant 3.25		x	x					x	x	x	x	x
	Osseotite 3.75, 4.0, 5.0, 6.0		x	x					x	x	x	x	x
	Osseotite XP 4/5, 5/6		x	x				x	x	x	x	x	
Camlog	<b>Conelog</b>												
	<b>INTERNE VERBINDUNG</b>												
	CONELOG 3.3	x	x		x		x		x		x	x	x
	CONELOG 3.8, 4.3	x	x		x		x		x		x	x	x
	CONELOG 5.0	x	x		x		x		x		x	x	x
	Screw-line Implant 3.3	x	x		x		x		x		x	x	x
	Screw-line / Root-line Implant 3.8, 4.3, 5.0, 6.0	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x		x	x	x	x	
Keystone Dental	<b>Keystone Dental</b>												
	<b>INTERNE VERBINDUNG</b>												
	PrimaConnex SD 3.3, 3.5, Genesis 3.8	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>		x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>
	PrimaConnex RD 4.0, 4.1, Genesis 4.5	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>		x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>
	PrimaConnex WD 5.0, Genesis 5.5, 6.5	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>		x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	
Nobel Biocare	<b>Nobel Biocare</b>												
	<b>INTERNE VERBINDUNG</b>												
	NobelActive 3.0	x	x		x		x	x	x				
	NobelActive/NobelReplace Conical Connection NP 3.5	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	NobelActive/NobelReplace Conical Connection RP 4.3, 5.0	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	NobelActive WP 5.5	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	NobelReplace NP 3.5 (Tri-channel connection)	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x		x	x	x	x	x
	NobelReplace RP 4.3 (Tri-channel connection)	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x		x	x	x	x	x
	NobelReplace WP 5.0 (Tri-channel connection)	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x		x	x	x	x	x
	NobelReplace 6.0 (Tri-channel connection)	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x		x	x	x	x	x
	<b>EXTERNE VERBINDUNG</b>												
Brånemark System NP 3.3		x		x		x		x		x	x	x	
Brånemark System RP 3.75, 4.0		x	x	x		x		x	x	x	x	x	
Brånemark System WP 5.0, 5.5		x	x	x		x		x	x	x	x	x	
Osstem/Hiossen	<b>Osstem/Hiossen</b>												
	<b>INTERNE VERBINDUNG</b>												
	Osstem TS Mini 3.5	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x
	Osstem TS Regular 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0	x	x	x	x		x		x	x	x	x	

Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

Bitte umblättern 

<sup>1</sup> Hergestellt in Waltham, USA. Produktionszeit: bis zu 5-10 zusätzliche Arbeitstage möglich.

<sup>2</sup> Einschließlich Zirkonoxid-Kronen und Atlantis Temporary Crowns aus PMMA.

**Hinweis:** Hinweis: Das Atlantis-Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter nach der Verfügbarkeit.

Hersteller	Implantat	Atlantis Healing Abutment		Atlantis Abutment		Atlantis Crown <sup>2</sup>		Atlantis Patientenindividuelle Lösung – Atlantis Abutment & Atlantis Crown <sup>2</sup>		Atlantis Crown Abutment		Atlantis Conus Abutment	
						Cut-back or Full-contour		Cut-back or Full-contour		Cut-back		Custom	Overdenture
		Abutment material											
		Titan und goldfarbendes Titan	Titan und goldfarbendes Titan	Zirkonoxid	Titan und goldfarbendes Titan	Zirkonoxid <sup>1</sup>	Titan und goldfarbendes Titan	Abgewinkelter Schraubzugang	Titan	Zirkonoxid	Titan und goldfarbendes Titan	Titan	
Straumann	<b>Straumann</b>												
	<b>INTERNE VERBINDUNG</b>												
	Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit)	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	Bone Level 4.1, 4.8 RC (Regular CrossFit)	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)	x	x		x		x		x		x		x
	Standard/Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck)	x	x		x		x		x		x		x
	<b>EXTERNE VERBINDUNG</b>												
Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck)			x <sup>1</sup>									x <sup>1</sup>	
Zimmer Dental	<b>Zimmer</b>												
	<b>INTERNE VERBINDUNG</b>												
	Tapered Screw-Vent 3.5, 4.5, 5.7	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	Tapered Screw-Vent 3.5, 4.5, 5.7 friction fit	x	x		x		x		x		x		x
	Screw-Vent 3.3, 3.7, 4.5	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x
	Screw-Vent 3.3, 3.7, 4.5 friction fit	x	x		x		x		x		x		x
	SwissPlus 4.8	x	x		x		x		x		x		x

Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

<sup>1</sup> Hergestellt in Waltham, USA. Produktionszeit: bis zu 5-10 zusätzliche Arbeitstage möglich.

<sup>2</sup> Einschließlich Zirkonoxid-Kronen und Atlantis Temporary Crowns aus PMMA.

**Hinweis:** Hinweis: Das Atlantis-Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter nach der Verfügbarkeit.